

## Reliant Баллонный катетер для ремоделирования

Универсальный баллонный катетер для улучшения прилегания и герметизации стент-графта

### Область применения:

- Брюшной и Грудной отделы аорты
- Ремоделирование Стент-Графтов
- Предотвращение эндоподтеканий за счет дополнительной герметизации

## Широкий диапазон возможных диаметров при раздувании

### ТАБЛИЦА РАСТЯЖИМОСТИ БАЛЛОНА

46 мм Баллон	
Диаметр (мм)	Объем заполнения (см <sup>3</sup> )
10	3
20	9
30	19
40	41
46*	60

**ВНИМАНИЕ:** данная таблица носит сугубо информационный характер. Расширение баллона должно тщательно отслеживаться под рентгеноскопией. Не превышайте максимальный диаметр раздувания (46 мм). Это может привести к разрыву баллона.

## Информация для заказа

### RELIANT БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ†

Код Продукта	Диаметр Раздувания (мм)	Профиль Катетера (F)	Рабочая Длина (мм)	Совместимость с Интродьюсером (F)
AV46	10–46	8	100	12

Для получения более детальной информации по применению, предосторожностям и потенциальным осложнениям, обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации.

\* Максимальный диаметр раздувания.

† Не содержит латекса.

**Reliant**  
**Баллонный катетер для ремоделирования**

