

Уверенность в Герметизации

Превосходный Гемостаз*

- Лучшая в классе герметизация


Отличная Проходимость

- Гибкость и гидрофильное покрытие обеспечивают легкое проведение через извитые и кальцинированные подвздошные артерии

Надежная Процедура

- Усиливающее спиральное плетение повышает устойчивость к перегибам
- Рентгеноконтрастный маркер улучшает визуализацию
- Возможность закрепления дилататора в интродьюсере

ПРЕВОСХОДНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В СРАВНЕНИИ С CHECK-FLO PERFORMER (COOK) И DRYSEAL (GORE)†




* Данные внутренних лабораторных исследований Medtronic, Inc. Данные лабораторных исследований могут быть не показательны в отношении клинической эффективности.

Сравнение Check-Flo Performer (Cook) и DrySeal (Gore) 12F и 18F с Sentrant (Medtronic) 12F и 18F.

† У интродьюсера Медтроник полностью отсутствует подтекание на 0.035 проводнике.

Правильный выбор для надежного гемостаза



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер модели	Размер	Рабочая длина (см)
SENSH1228W	12	28
SENSH1428W	14	28
SENSH1628W	16	28
SENSH1828W	18	28
SENSH2028W	20	28
SENSH2228W	22	28
SENSH2428W	24	28
SENSH2628W	26	28