



## TrailBlazer™ - поддерживающий катетер

Поддерживающий катетер TrailBlazer™ является однопросветным, доставляемым по проводнику поддерживающим катетером с низким профилем и конусообразным кончиком. Три платино/иридиевых маркера встроены между двумя слоями этого бесшовного катетера. TrailBlazer™ увеличивает способность проталкивания через плотный стеноз или окклюзию.

### TrailBlazer™ - поддерживающий катетер

Каждая упаковка содержит 5 катетеров в индивидуальных стерильных пакетах

Код продукции по каталогу (5 шт. в уп.)	Совместимость с проводником (дюймы)	Эффективная длина катетера (см)	Расстояние между рентгеноконтрастными метками (мм)	Мин. размер проводникового катетера (F)	Минимальный размер интродьюсера (F)
SC-035-065	0.035	65	50	6	5
SC-035-090	0.035	90	50	6	5
SC-035-135	0.035	135	50	6	5
SC-035-150	0.035	150	50	6	5
SC-018-090	0.018	90	15	5	4
SC-018-135	0.018	135	15	5	4
SC-018-150	0.018	150	15	5	4
SC-014-135	0.014	135	15	5	4
SC-014-150	0.014	150	15	5	4

**ПОКАЗАНИЯ:** The TrailBlazer™ - поддерживающий катетер для чрезкожного введения, одноканальный, разработан для использования на периферических сосудах. TrailBlazer™ предназначен для направления и поддержки проводника при введении в сосуды, способствует смене проводника и обеспечивает доступ для доставки солевых растворов или диагностических контрастных веществ.

Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по использованию указаны в документации каждой упаковки товара.

Наличие продукции на складе и технические характеристики могут быть изменены. Обратитесь к представителю Компании Covidien.