


FlexCath®

УПРАВЛЯЕМЫЙ ИНТРОДЬЮСЕР

10 Fr и 12 Fr

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ



Управляемый интродьюсер FlexCath® является катетерным интродьюсером, совместимым с гемостатическим клапаном и позволяет вводить, выводить, менять катетеры и проводники, препятствуя проникновению воздуха и минимизируя потерю крови. Интродьюсер является одноразовым управляемым внутрисосудистым инструментом.

Управляемый интродьюсер FlexCath® комплектуется дилатором, предназначенным для введения интродьюсера в вену.

Информация для заказа

Код для заказа	
3FC10	FlexCath 10 Fr
3FC12	FlexCath 12 Fr

Технические характеристики интродьюсера

Размер	
Внутренний диаметр интродьюсера (ID)	10 Fr или 12 Fr
Внешний диаметр интродьюсера (OD)	13 Fr или 15 Fr
Общая длина	81 см
Рабочая длина	65 см
Рентгенконтрастный маркер	5 мм от кончика
Совместимость	
Совместимость с катетером	До 9 Fr (3FC10) До 10.5 Fr (3FC12)
Совместимый проводник	0.035" максимум
Управляемость и изгиб	
Отклонение (максимальное)	В одном направлении 135°
Изгиб	5.5 см при 90°
Материал	
Интродьюсер	Биосовместимый сополимер (Pebax®) в сочетании с сульфатом бария (BaSO ₄)

Технические характеристики дилатора

Размер	
Общая длина	87 см
Длина конической части кончика	1.5 см
Материал	
Дилатор	Биосовместимый полиэтилен низкой плотности (LDPE) в сочетании с сульфатом бария (BaSO ₄)

Дополнительная информация

Показания

Управляемый интродьюсер FlexCath® предназначен для чрескожного введения катетера в сосудистую систему и камеры сердца. Управляемость интродьюсера облегчает позиционирование катетера.

Противопоказания

Управляемый интродьюсер FlexCath противопоказано вводить в левое предсердие или желудочек, если:

- Пациенту проводилось хирургическое вмешательство по поводу ушивания дефекта межпредсердной перегородки или другое вмешательство в прилежащих к межпредсердной перегородке областях
- Пациент перенес эмболическое осложнение из левосторонних отделов сердца за 2 месяца до процедуры
- У пациента обнаружена или подозревается наличие предсердной миксомы

Управляемый интродьюсер FlexCath не должен использоваться для выполнения трансептальной пункции.

Для получения более подробной информации о процедуре, показаниях, противопоказаниях, предупреждениях, мерах предосторожностей и потенциальных осложнениях / нежелательных последствиях обращайтесь к инструкции по эксплуатации.

www.medtronic.eu
www.cryocath.com

Medtronic AF Solutions

Medtronic BV
earl Bakkenstraat 10
6422 PJ heerlen
The Netherlands
Tel: +31 45 5668951
Fax: +31 45 5668024

ООО Медтроник

Почтовый адрес:
Россия, 123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7 495 580-7377
Факс: +7 495 580-7378
E-mail: info.russia@medtronic.ru