

# Admiral Xtreme

## Технические характеристики

Система доставки	Доставка по проводнику (OTW)
Материал баллона	Flexitec™ Xtreme
Покрытие баллона	LFC Гидрофильное
Маркеры	2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых
Диаметр шахты катетера	5F–6F
Рабочая длина шахты катетера	80 и 130 см
Совместимость с интродьюсером	5F–7F
Совместимость с проводником	0,035"

## Информация для заказа

Кат. N° Рабочая длина 80 см	Кат. N° Рабочая длина 130 см	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Реком. интродьюсер (F)	Номин. давл. разрыва (бар)
SBI 030 020 080	SBI 030 020 130	3	20	5	18
SBI 030 040 080	SBI 030 040 130	3	40	5	18
SBI 030 080 080	SBI 030 080 130	3	80	5	18
SBI 030 120 080	SBI 030 120 130	3	120	5	18
SBI 040 020 080	SBI 040 020 130	4	20	5	18
SBI 040 040 080	SBI 040 040 130	4	40	5	18
SBI 040 060 080	SBI 040 060 130	4	60	5	18
SBI 040 080 080	SBI 040 080 130	4	80	5	18
SBI 040 120 080	SBI 040 120 130	4	120	5	18
SBI 040 150 080	SBI 040 150 130	4	150	5	14
SBI 040 200 080	SBI 040 200 130	4	200	5	14
SBI 040 250 080	SBI 040 250 130	4	250	5	14
SBI 040 300 080	SBI 040 300 130	4	300	5	14
SBI 050 020 080	SBI 050 020 130	5	20	5	17
SBI 050 040 080	SBI 050 040 130	5	40	5	17
SBI 050 060 080	SBI 050 060 130	5	60	5	17
SBI 050 080 080	SBI 050 080 130	5	80	5	15
SBI 050 120 080	SBI 050 120 130	5	120	5	15
SBI 050 150 080	SBI 050 150 130	5	150	5	14
SBI 050 200 080	SBI 050 200 130	5	200	5	14
SBI 050 250 080	SBI 050 250 130	5	250	5	14
SBI 050 300 080	SBI 050 300 130	5	300	6	14
SBI 060 020 080	SBI 060 020 130	6	20	5	17
SBI 060 040 080	SBI 060 040 130	6	40	5	17
SBI 060 060 080	SBI 060 060 130	6	60	5	17
SBI 060 080 080	SBI 060 080 130	6	80	5	15
SBI 060 120 080	SBI 060 120 130	6	120	5	15
SBI 060 150 080	SBI 060 150 130	6	150	5	12
SBI 060 200 080	SBI 060 200 130	6	200	6	12
SBI 060 250 080	SBI 060 250 130	6	250	6	12
SBI 060 300 080	SBI 060 300 130	6	300	6	12
SBI 070 020 080	SBI 070 020 130	7	20	5	16
SBI 070 040 080	SBI 070 040 130	7	40	5	16
SBI 070 060 080	SBI 070 060 130	7	60	5	14
SBI 070 080 080	SBI 070 080 130	7	80	5	14
SBI 070 120 080	SBI 070 120 130	7	120	6	12
SBI 070 150 080	SBI 070 150 130	7	150	6	12
SBI 070 200 080	SBI 070 200 130	7	200	6	12
SBI 070 250 080	SBI 070 250 130	7	250	6	12
SBI 080 020 080	SBI 080 020 130	8	20	6	14
SBI 080 040 080	SBI 080 040 130	8	40	6	14
SBI 080 060 080	SBI 080 060 130	8	60	6	11
SBI 080 080 080	SBI 080 080 130	8	80	6	11
SBI 090 020 080	SBI 090 020 130	9	20	6	14
SBI 090 040 080	SBI 090 040 130	9	40	6	14
SBI 090 060 080	SBI 090 060 130	9	60	6	11
SBI 090 080 080	SBI 090 080 130	9	80	6	11
SBI 100 020 080	SBI 100 020 130	10	20	6	11
SBI 100 040 080	SBI 100 040 130	10	40	6	11
SBI 120 020 080	SBI 120 020 130	12	20	7	11
SBI 120 040 080	SBI 120 040 130	12	40	7	11

www.medtronic.com  
www.invatec.com

Via Martiri della Liberta 7  
25030 Roncadelle (BS) – Italy  
(Италия)  
Телефон: + 39 030 2589311

Центральный офис  
Hungerbuelstrasse 12  
8500 Frauenfeld – Switzerland  
(Швейцария)



# Admiral Xtreme

БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ OTW, СОВМЕСТИМЫЙ С ПРОВОДНИКОМ 0,035"

## Экстремальная длина расширяет Ваши возможности

Специфические решения с учетом анатомических особенностей

ТЕПЕРЬ  
ДОСТУПНЫ  
с длинами  
до 300 мм

WELCOME TO  
**PERIPHERAL  
POWER.**

TO INNOVATE

TO COLLABORATE

TO TREAT

Innovating for life.

©2011 Medtronic, Inc. Все права защищены. Отпечатано в ЕС. Не для распространения на территории США, 0170597, 04/11

# Admiral Xtreme

БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ ОТW, СОВМЕСТИМЫЙ С ПРОВОДНИКОМ 0,035"

## Позвольте Адмиралу проложить путь

Превосходный двухпросветный дизайн шахты катетера

- Повышенная проходимость и стойкость к перегибам, в сочетании с гибкостью
- Поддержка контралатеральных маневров
- Увеличенный просвет для нагнетания позволяет сократить время сдувания баллона

Низкий профиль баллона

- Компактная укладка баллона
- Прохождение зоны поражения без усилий

Гидрофильное покрытие

- Увеличивает проходимость

Материал баллона FLEXITEC™ Xtreme

- Сверхтонкие стенки баллона
- Устойчив к царапинам
- Высокое расчетное давление разрыва

Широкая линейка длин баллона

- Доступны баллоны длиной до 300 мм
- Для однократной дилатации протяженных поражений
- Патентованная технология препятствует изгибам баллона в форме «банана»



Двойной просвет



6-лепестковая укладка баллона\*

\* 6-лепестковая укладка используется не для всех размеров баллона



## Admiral: надежный лидер

Специфические решения с учетом анатомических особенностей

