



Система отделяемых спиралей Concerto™

Система отсоединяемых спиралей Concerto™ – это устойчивые к растяжению, отсоединяемые спирали, которые могут быть легко репозиционированы перед отсоединением и используют технологию обмотки микроволоконнами, которая называется LatticeFX™.

Отделяемые спирали Concerto™

Код продукции по каталогу (1 шт. в упаковке)	Описание	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Мин. диаметр совместимого катетера (дюймы)
NV-2-4-Helix	Concerto Nylon Helical	2	4	0.0165
NV-2-6-Helix	Concerto Nylon Helical	2	6	0.0165
NV-2-8-Helix	Concerto Nylon Helical	2	8	0.0165
NV-3-4-Helix	Concerto Nylon Helical	3	4	0.0165
NV-3-8-Helix	Concerto Nylon Helical	3	8	0.0165
NV-4-8-Helix	Concerto Nylon Helical	4	8	0.0165
NV-4-10-Helix	Concerto Nylon Helical	4	10	0.0165
NV-5-15-Helix	Concerto Nylon Helical	5	15	0.021
NV-5-20-Helix	Concerto Nylon Helical	5	20	0.021
NV-6-20-Helix	Concerto Nylon Helical	6	20	0.021
NV-7-30-Helix	Concerto Nylon Helical	7	30	0.021
NV-8-30-Helix	Concerto Nylon Helical	8	30	0.021
NV-9-30-Helix	Concerto Nylon Helical	9	30	0.021
NV-10-30-Helix	Concerto Nylon Helical	10	30	0.021
PV-12-30-Helix	Concerto PGLA Helical	12	30	0.021
PV-14-30-Helix	Concerto PGLA Helical	14	30	0.021
PV-16-40-Helix	Concerto PGLA Helical	16	40	0.021
PV-18-40-Helix	Concerto PGLA Helical	18	40	0.021
PV-20-50-Helix	Concerto PGLA Helical	20	50	0.021

ПОКАЗАНИЯ: Система отделяемых спиралей Concerto™ используется для эмболизации артериальных или венозных периферических сосудов.

Устройство для отделения спиралей I.D.

На одну процедуру требуется одно устройство.

Код продукции по каталогу	Количество в упаковке
ID-1-5	5

Рекомендованные системы доступа:

- Армированный микрокатетер Rebar™: см. подробную информацию на стр. 23

Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по использованию указаны в документации каждой упаковки товара. Concerto является торговой маркой Covidien.

Наличие продукции на складе и технические характеристики могут быть изменены. Обратитесь к представителю Компании Covidien.