

РЕНАЛЬНАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ

Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий Symplicity Spyral

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поставляется стерильным
- 1 шт. в упаковке
- Цвет маркировки: оранжевый

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Катетер многоконтактный Symplicity Spyral предназначен для проведения процедуры ренальной денервации. На дистальном конце катетера расположено 4 электрода для абляции. Самораскрывающийся спиральный кончик катетера принимает форму сосуда в широком диапазоне диаметров (от 3 до 8мм). Катетер совместим с 6F проводниковыми катетерами. Для доставки катетера используется стандартный 0,014" проводник.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ПРОДУКТ
RDN016	Катетер Symplicity Spyral
RDN017	Генератор Symplicity G3 в комплекте с пультом для дистанционного управления
RDN019	Стойка для генератора Symplicity G3
RDN012	Ножная педаль