

AZUR®

Периферическая Спираль с Гидрогелем (HydroCoil®)

Спирали для эмболизации



Периферическая эмболизационная система HydroCoil® AZUR® совмещает в себе платиновую спираль и расширяемый гидрогель полимер.

Покрывание из гидрогеля расширяется в направлении наименьшего сопротивления для заполнения пространства при попадании в кровоток.

Характеристики изделия

Технология постепенно расширяемого гидрогеля, которая обеспечивает:

- Постоянное механическое закупоривание с меньшей необходимостью формирования тромба
- Улучшенное заполнение объема, плотность заполнения и эффективность закупорки
- Механическая стабильность
- Улучшенный контроль установки и долговременный срок службы

Отсоединяемая система AZUR®:

- Первая отсоединяемая система, которая предназначена для периферического применения
- Можно перемещать и репозиционировать, что снизит риск миграции
- Отсоединяется менее, чем за одну секунду при нажатии клавиши

Толкаемая система AZUR® была разработана для проталкивания обычным проводником без необходимости применения отдельного толкающего устройства.

▶ Отсоединяемая система

Общие Характеристики

Тип спирали	Катетер/ Микрокатетер	Максимальная длина
AZUR® Отсоединяемая 18	0.021" (0.53 мм)	135 см
AZUR® Отсоединяемая 35	0.038" (0.97 мм)	135 см

Спецификация

Система	Виток (мм)	Длина (см)						
		2	4	5	10	15	20	30
0,018" AZUR® Отсоединяемая 18	2	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	45-480305	45-480310	—	—	—
	4	—	—	45-480405	45-480410	45-480415	45-480420	—
	6	—	—	—	45-480610	45-480615	45-480620	—
	8	—	—	—	45-480810	45-480815	45-480820	—
	10	—	—	—	45-481010	45-481015	45-481020	—
	12	—	—	—	—	45-481215	45-481220	—
	15	—	—	—	—	45-481515	45-481520	45-481530
0,035" AZUR® Отсоединяемая 35	4	—	—	45-450405	45-450410	45-450415	—	—
	6	—	—	—	45-450610	45-450615	45-450620	—
	8	—	—	—	—	45-450815	45-450820	—
	10	—	—	—	—	45-451015	45-451020	—
	12	—	—	—	—	45-451215	45-451220	45-451230
	15	—	—	—	—	—	45-451520	45-451530
	20	—	—	—	—	—	45-452020	45-452030

Описание продукта	Справочный номер
AZUR® Контроллер Отсоединения для использования с отсоединяемыми спиралями - Упаковка из 5 штук	45-4001

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа. 67

 Толкаемая система

Общие Характеристики

Тип спирали	Катетер/ Микрокатетер	Максимальная длина
AZUR® Толкаемая 18	0.021" – 0.022" (0.53 – 0.56 мм)	Отсутствует
AZUR® Толкаемая 35	0.041" – 0.047" (1.04 – 1.19 мм)	Отсутствует

Спецификации

Система	Виток (мм)	Длина (см)				
		2	4	6	10	14
0,018" AZUR® Толкаемая 18	2	45-280202	—	—	—	—
	3	45-280302	45-280304	—	—	—
	4	45-280402	45-280404	45-280406	—	—
	5	—	45-280504	45-280506	45-280510	—
	6	—	—	45-280606	45-280610	45-280614
	8	—	—	—	45-280810	45-280814
	10	—	—	—	—	45-281014
0,035" AZUR® Толкаемая 35	4	—	45-250404	45-250406	—	—
	5	—	—	45-250506	45-250510	—
	6	—	—	—	45-250610	—
	8	—	—	—	45-250810	45-250814
	10	—	—	—	—	45-251014
	15	—	—	—	—	45-251514

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа.