

## 2. Стандартные поражения

### Проводник внутрисосудистый Choice Floppy РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/<br>НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА<br>(GTIN) | ДЛИНА  | ФОРМА<br>КОНЧИКА | ЖЕСТКОСТЬ<br>КОНЧИКА | ТИП КОНЧИКА         | ТИП<br>ПОДДЕРЖКИ | ТИП<br>ПОКРЫТИЯ | ДЛИНА РЕНТГЕН-<br>КОНТРАСТНОГО<br>КОНЧИКА | СОВМЕСТИМЫЙ<br>УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ<br>ПРОВОДНИК | КОЛИЧЕСТВО<br>В УПАКОВКЕ |
|---|--------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| H749 1213201 M2<br>08714729877103               | 182 см | Прямой           | 0.8                  | Винтовая<br>пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см                                      | The MAGNET™                               | 5                        |
| H749 1213201 MJ2<br>108714729877110             | 182 см | J-образный       | 0.8                  | Винтовая<br>пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см                                      | The MAGNET™                               | 5                        |
| H749 1213201 1<br>08714729303022                | 182 см | Прямой           | 0.8                  | Винтовая<br>пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см                                      | ADDWIRE™                                  | 1                        |
| H749 1213201 2<br>08714729150541                | 182 см | Прямой           | 0.8                  | Винтовая<br>пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см                                      | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1213201 J1<br>08714729252351               | 182 см | J-образный       | 0.8                  | Винтовая<br>пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см                                      | ADDWIRE™                                  | 1                        |
| H749 1213201 J2<br>08714729155751               | 182 см | J-образный       | 0.8                  | Винтовая<br>пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см                                      | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1211601 2<br>08714729150589                | 300 см | Прямой           | 0.8                  | Винтовая<br>пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см                                      | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1211601 J2<br>08714729193654               | 300 см | J-образный       | 0.8                  | Винтовая<br>пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см                                      | ADDWIRE™                                  | 5                        |



Баллонные  
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-  
вые катетеры

Удлиняющие  
проводнико-  
вые катетеры

Диагности-  
ческие  
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие  
баллоны

Оборудование  
для  
атерэктомии

Хронические  
тотальные  
окклюзии



Инструменты для сложных чрескожных  
коронарных вмешательств (ЧКВ) - 50  
Интервенционная Кардиология

**Boston  
Scientific**

\*гибридное, гидрофильное покрытие, дистальные 3 см непокрытые

## 2. Жесткие проводники

### Проводник внутрисосудистый Choice Intermediate РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

| КАТАЛОЖНЫЙ<br>НОМЕР/<br>НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА<br>(GTIN) | ДЛИНА  | ФОРМА<br>КОНЧИКА | ЖЕСТКОСТЬ<br>КОНЧИКА | ТИП КОНЧИКА      | ТИП<br>ПОДДЕРЖКИ | ТИП<br>ПОКРЫТИЯ | ДЛИНА<br>РЕНТГЕН-<br>КОНТРАСТНОГО<br>КОНЧИКА | СОВМЕСТИМЫЙ<br>УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ<br>ПРОВОДНИК | КОЛИЧЕСТВО<br>В УПАКОВКЕ |
|--|--------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|--|---|--------------------------|
| H749 1213301 1<br>08714729252368                   | 182 см | Прямой           | 1.1                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 1                        |
| H749 1213301 M2<br>108714729877127                 | 182 см | Прямой           | 1.1                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | The MAGNET™                               | 5                        |
| H749 1213301 2<br>08714729150558                   | 182 см | Прямой           | 1.1                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1213301 J1<br>08714729252375                  | 182 см | J-образный       | 1.1                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 1                        |
| H749 1213301 J2<br>08714729155744                  | 182 см | J-образный       | 1.1                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1211701 2<br>08714729150596                   | 300 см | Прямой           | 1.1                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1211701 J2<br>08714729193661                  | 300 см | J-образный       | 1.1                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |



### Проводник внутрисосудистый Choice Standard РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

| КАТАЛОЖНЫЙ<br>НОМЕР/<br>НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА<br>(GTIN) | ДЛИНА  | ФОРМА<br>КОНЧИКА | ЖЕСТКОСТЬ<br>КОНЧИКА | ТИП КОНЧИКА      | ТИП<br>ПОДДЕРЖКИ | ТИП<br>ПОКРЫТИЯ | ДЛИНА<br>РЕНТГЕН-<br>КОНТРАСТНОГО<br>КОНЧИКА | СОВМЕСТИМЫЙ<br>УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ<br>ПРОВОДНИК | КОЛИЧЕСТВО<br>В УПАКОВКЕ |
|--|--------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|--|---|--------------------------|
| H749 1213401 J1<br>08714729252399                  | 182 см | J                | 2.8                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 1                        |
| H749 1213401 MJ2<br>108714729877158                | 182 см | J                | 2.8                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | The MAGNET™                               | 5                        |
| H749 1213401 J2<br>08714729155737                  | 182 см | J                | 2.8                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1213401 2<br>08714729150565                   | 182 см | Прямой           | 2.8                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1213401 1<br>08714729252382                   | 182 см | Прямой           | 2.8                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 1                        |
| H749 1211801 2<br>08714729150602                   | 300 см | Прямой           | 2.8                  | Винтовая пружина | Малый            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |



Баллонные  
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-  
вые катетеры

Удлиняющие  
проводнико-  
вые катетеры

Диагности-  
ческие  
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие  
баллоны

Оборудование  
для  
атерэктомии

Хронические  
тотальные  
окклюзии



## 2. Проводники с повышенной жесткостью

### Проводник внутрисосудистый Choice ES (extra support) РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

| КАТАЛОЖНЫЙ<br>НОМЕР/<br>НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА<br>(GTIN) | ДЛИНА  | ФОРМА<br>КОНЧИКА | ЖЕСТКОСТЬ<br>КОНЧИКА | ТИП КОНЧИКА      | ТИП<br>ПОДДЕРЖКИ | ТИП<br>ПОКРЫТИЯ | ДЛИНА<br>РЕНТГЕН-<br>КОНТРАСТНОГО<br>КОНЧИКА | СОВМЕСТИМЫЙ<br>УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ<br>ПРОВОДНИК | КОЛИЧЕСТВО<br>В УПАКОВКЕ |
|--|--------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|--|---|--------------------------|
| H749 1213501 1<br>08714729252405                   | 182 см | Прямой           | 0.9                  | Винтовая пружина | Extra            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 1                        |
| H749 1213501 M2<br>108714729877165                 | 182 см | Прямой           | 0.9                  | Винтовая пружина | Extra            | Гибридное*      | 3 см   | The MAGNET™                               | 5                        |
| H749 1213501 J1<br>08714729252412                  | 182 см | Прямой           | 0.9                  | Винтовая пружина | Extra            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 1                        |
| H749 1213501 MJ2<br>108714729877172                | 182 см | J-образный       | 0.9                  | Винтовая пружина | Extra            | Гибридное*      | 3 см   | The MAGNET™                               | 5                        |
| H749 1213501 2<br>08714729150572                   | 182 см | Прямой           | 0.9                  | Винтовая пружина | Extra            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1213501 J2<br>08714729193692                  | 182 см | J-образный       | 0.9                  | Винтовая пружина | Extra            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1211901 2<br>08714729150619                   | 300 см | Прямой           | 0.9                  | Винтовая пружина | Extra            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |
| H749 1211901 J2<br>08714729193685                  | 300 см | J-образный       | 0.9                  | Винтовая пружина | Extra            | Гибридное*      | 3 см   | ADDWIRE™                                  | 5                        |



Баллонные  
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-  
вые катетеры

Удлиняющие  
проводнико-  
вые катетеры

Диагности-  
ческие  
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие  
баллоны

Оборудование  
для  
атерэктомии

Хронические  
тотальные  
окклюзии

