

2. Комплексные поражения

Проводник внутрисосудистый PT2 LS РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА	ТИП КОНЧИКА	ТИП ПОДДЕРЖКИ	ТИП ПОКРЫТИЯ	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 3893101 0 08714729471103	185 см	Прямой	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893101 2 08714729471110	185 см	Прямой	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893101 J0 08714729471127	185 см	J-образный	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893101 J2 08714729471134	185 см	J-образный	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893102 J2 08714729471172	300 см	J-образный	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893102 2 08714729471158	300 см	Прямой	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5



Проводник внутрисосудистый PT2 MS РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА	ТИП КОНЧИКА	ТИП ПОДДЕРЖКИ	ТИП ПОКРЫТИЯ	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 1490201 1 08714729254928	182 см	Прямой	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 1490201 J1 08714729254935	182 см	J-образный	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893103 0 08714729471189	185 см	Прямой	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893103 2 08714729471196	185 см	Прямой	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893103 J0 08714729471202	185 см	J-образный	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893103 J2 08714729471219	185 см	J-образный	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893104 0 08714729471226	300 см	Прямой	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893104 2 08714729471233	300 см	Прямой	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893104 J0 08714729471240	300 см	J-образный	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893104 J2 08714729471257	300 см	J-образный	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5



Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии

