

Баллонный катетер №1 на платформе 0,018 дюймов/0,46 мм* *

С самым широким размерным рядом

**Диаметры 2-10 мм
Длина 10-220 мм***

Самый широкий
размерный ряд

10 секунд*

Лучший показатель времени
сдувания среди катетеров
данного класса

0,020 дюймов/0,51 мм*

Самый низкий профиль
кончика среди катетеров
данного класса

Семейство катетеров Sterling™[†] демонстрирует самый низкий профиль кончика среди катетеров данного класса и лучший показатель времени сдувания, при этом имеет самый широкий размерный ряд и спектр показаний.



Требуйте исключительной проходимости

- Исключительно низкий профиль кончика (0,020 дюймов/0,51 мм) на платформе 0,018 дюймов/0,46 мм
- Баллон 7 x220 совместим с интродьюсером 5 F/0,65 мм



Требуйте широкий размерный ряд

- Самый широкий размерный ряд среди катетеров с системой доставки стента по проводнику и системой быстрой смены Monorail™
- Показаны для широкого спектра экстренного применения, включая предилатацию сонной артерии[‡] и дилатацию после стентирования.

* Средние показания измерений, проведенных «Бостон Сайентифик» (количество 3, баллоны 5 x 150 мм) Неопубликованные данные. Результаты стандартного испытания не обязательно являются показателем клинических характеристик.

** Данные по доле на рынке США и ЕС согласно внутреннему и внешнему анализу.

† Семейство Sterling включает Sterling and Sterling SL.

‡ Только Monorail

Sterling™

Баллонный катетер



Требуйте

баллонный катетер 0,018"

большшего

Баллонный кометер Sterling™ и Sterling™ SL с системой доставки стента по проводнику

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Шафт (см)	Совместимость с интродьюсером (F)*	Номер для заказа	Количество
2,0	20	90	4	H74939032200290	
2,0	20	150	4	H74939032200210	
2,0	30	90	4	H74939032200390	
2,0	30	150	4	H74939032200310	
2,0	40	90	4	H74939032200490	
2,0	40	150	4	H74939032200410	
2,0	60	90	4	H74939032200690	
2,0	60	150	4	H74939032200610	
2,0	80	90	4	H74939148208090**	
2,0	80	150	4	H74939148208010**	
2,0	100	90	4	H74939148201090**	
2,0	100	150	4	H74939148201010**	
2,0	120	90	4	H74939148201290**	
2,0	120	150	4	H74939148201210**	
2,0	150	90	4	H74939148201590**	
2,0	150	150	4	H74939148201510**	
2,0	220	90	4	H74939032202290	
2,0	220	150	4	H74939032202210	
2,5	20	90	4	H74939032250290	
2,5	20	150	4	H74939032250210	
2,5	30	90	4	H74939032250390	
2,5	30	150	4	H74939032250310	
2,5	40	90	4	H74939032250490	
2,5	40	150	4	H74939032250410	
2,5	60	90	4	H74939032250690	
2,5	60	150	4	H74939032250610	
2,5	80	90	4	H74939148258090	
2,5	80	150	4	H74939148258010**	
2,5	100	90	4	H74939148251090**	
2,5	100	150	4	H74939148251010**	
2,5	120	90	4	H74939148251290**	
2,5	120	150	4	H74939148251210**	
2,5	150	90	4	H74939148251590**	
2,5	150	150	4	H74939148251510**	
2,5	220	90	4	H74939032252290	
2,5	220	150	4	H74939032252210	
3,0	20	90	4	H74939032300290	
3,0	20	150	4	H74939032300210	
3,0	30	90	4	H74939032300390	
3,0	30	150	4	H74939032300310	
3,0	40	90	4	H74939032300490	
3,0	40	150	4	H74939032300410	
3,0	60	90	4	H74939032300690	
3,0	60	150	4	H74939032300610	
3,0	80	90	4	H74939148308090**	
3,0	80	150	4	H74939148308010**	
3,0	100	90	4	H74939148301090**	
3,0	100	150	4	H74939148301010**	

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Шафт (см)	Совместимость с интродьюсером (F)*	Номер для заказа	Количество
3,0	120	90	4	H74939148301290**	
3,0	120	150	4	H74939148301210**	
3,0	150	90	4	H74939148301590**	
3,0	150	150	4	H74939148301510**	
3,0	220	90	4	H74939032302290	
3,0	220	150	4	H74939032302210	
3,5	20	90	4	H74939032350290	
3,5	20	150	4	H74939032350210	
3,5	30	90	4	H74939032350390	
3,5	30	150	4	H74939032350310	
3,5	40	90	4	H74939032350490	
3,5	40	150	4	H74939032350410	
3,5	60	90	4	H74939032350690	
3,5	60	150	4	H74939032350610	
3,5	80	90	4	H74939148358090**	
3,5	80	150	4	H74939148358010**	
3,5	100	90	4	H74939148351090**	
3,5	100	150	4	H74939148351010**	
3,5	120	90	4	H74939148351290**	
3,5	120	150	4	H74939148351210**	
3,5	150	90	4	H74939148351590**	
3,5	150	150	4	H74939148351510**	
3,5	220	90	4	H74939032352290	
3,5	220	150	4	H74939032352210	
4,0	20	40	4	H74939032402040	
4,0	20	80	4	H74939032402080	
4,0	20	135	4	H74939032402010	
4,0	30	80	4	H74939032403080	
4,0	30	135	4	H74939032403010	
4,0	40	40	4	H74939032404040	
4,0	40	80	4	H74939032404080	
4,0	40	135	4	H74939032404010	
4,0	60	80	4	H74939032406080	
4,0	60	135	4	H74939032406010	
4,0	80	80	4	H74939032408080	
4,0	80	135	4	H74939032408010	
4,0	80	150	4	H74939148408010**	
4,0	100	80	4	H74939032401080	
4,0	100	135	4	H74939032401010	
4,0	100	150	4	H74939148401010**	
4,0	120	90	4	H74939148401290**	
4,0	120	150	4	H74939148401210**	
4,0	150	90	4	H74939148401590**	
4,0	150	150	4	H74939148401510**	
4,0	220	90	4	H74939032402290	
4,0	220	150	4	H74939032402210	
5,0	20	40	4	H74939032502040	
5,0	20	80	4	H74939032502080	

Баллонный катетер Sterling™ и Sterling™ SL с системой доставки стента по проводнику (продолжение)

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Шафт (см)	Совместимость с интродьюсером (F)*	Номер для заказа	Количество
5,0	20	135	4	H74939032502010	
5,0	30	80	4	H74939032503080	
5,0	30	135	4	H74939032503010	
5,0	40	40	4	H74939032504040	
5,0	40	80	4	H74939032504080	
5,0	40	135	4	H74939032504010	
5,0	60	80	4	H74939032506080	
5,0	60	135	4	H74939032506010	
5,0	80	80	4	H74939032508080	
5,0	80	135	4	H74939032508010	
5,0	100	80	4	H74939032501080	
5,0	100	135	4	H74939032501010	
5,0	120	90	5	H74939032501290	
5,0	120	150	5	H74939032501210	
5,0	150	90	5	H74939032501590	
5,0	150	150	5	H74939032501510	
5,0	200	90	5	H74939032502090	
5,0	200	150	5	H74939032502110	
5,0	220	90	5	H74939032502290	
5,0	220	150	5	H74939032502210	
6,0	20	40	4	H74939032602040	
6,0	20	80	4	H74939032602080	
6,0	20	135	4	H74939032602010	
6,0	30	80	4	H74939032603080	
6,0	30	135	4	H74939032603010	
6,0	40	40	4	H74939032604040	
6,0	40	80	4	H74939032604080	
6,0	40	135	4	H74939032604010	
6,0	60	80	4	H74939032606080	
6,0	60	135	4	H74939032606010	
6,0	80	80	5	H74939032608080	
6,0	80	135	5	H74939032608010	
6,0	100	80	5	H74939032601080	
6,0	100	135	5	H74939032601010	
6,0	120	90	5	H74939032601290	
6,0	120	150	5	H74939032601210	
6,0	150	90	5	H74939032601590	
6,0	150	150	5	H74939032601510	
6,0	200	90	5	H74939032602090	
6,0	200	150	5	H74939032602110	
6,0	220	90	5	H74939032602290	
6,0	220	150	5	H74939032602210	
7,0	20	40	4	H74939032702040	
7,0	20	80	4	H74939032702080	
7,0	20	135	4	H74939032702010	
7,0	30	80	4	H74939032703080	
7,0	30	135	4	H74939032703010	
7,0	40	40	4	H74939032704040	

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Шафт (см)	Совместимость с интродьюсером (F)*	Номер для заказа	Количество
7,0	40	80	4	H74939032704080	
7,0	40	135	4	H74939032704010	
7,0	60	80	5	H74939032706080	
7,0	60	135	5	H74939032706010	
7,0	80	80	6	H74939032708080	
7,0	80	135	6	H74939032708010	
7,0	100	80	6	H74939032701080	
7,0	100	135	6	H74939032701010	
7,0	120	90	5	H74939032701290	
7,0	120	150	5	H74939032701210	
7,0	150	90	8,0	H74939032701590	
7,0	150	150	5	H74939032701510	
7,0	200	90	5	H74939032702090	
7,0	200	150	5	H74939032702110	
7,0	220	90	5	H74939032702290	
7,0	220	150	5	H74939032702210	
8,0	20	40	4	H74939032802040	
8,0	20	80	4	H74939032802080	
8,0	20	135	4	H74939032802010	
8,0	30	80	4	H74939032803080	
8,0	30	135	4	H74939032803010	
8,0	40	40	4	H74939032804040	
8,0	40	80	4	H74939032804080	
8,0	40	135	4	H74939032804010	
8,0	60	80	5	H74939032806080	
8,0	60	135	5	H74939032806010	
8,0	80	80	6	H74939032808080	
8,0	80	135	5	H74939032808010	
9,0	20	80	5	H74939032902080	
9,0	20	135	5	H74939032902010	
9,0	30	80	5	H74939032903080	
9,0	30	135	5	H74939032903010	
9,0	40	80	5	H74939032904080	
9,0	40	135	5	H74939032904010	
9,0	60	80	5	H74939032906080	
9,0	60	135	5	H74939032906010	
9,0	80	80	6	H74939032908080	
9,0	80	135	6	H74939032908010	
10,0	20	80	5	H74939032102080	
10,0	20	135	5	H74939032102010	
10,0	30	80	5	H74939032103080	
10,0	30	135	5	H74939032103010	
10,0	40	80	5	H74939032104080	
10,0	40	135	5	H74939032104010	
10,0	60	80	6	H74939032106080	
10,0	60	135	6	H74939032106010	
10,0	80	80	6	H74939032108080	
10,0	80	135	6	H74939032108010	

Sterling™ и Sterling SL, баллонный катетер с системой доставки быстрой смены Monorail


Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Длина катетера (см)	Совместимость с интродьюсером (F)*	Номер для заказа	Количество
2,0	20	150	4	H74939031202010	
2,0	40	150	4	H74939031204010	
2,0	60	150	4	H74939031206010	
2,0	80	90	4	H74939147208090**	
2,0	80	150	4	H74939147208010**	
2,0	100	90	4	H74939147201090**	
2,0	100	150	4	H74939147201010**	
2,0	120	90	4	H74939147201290**	
2,0	120	150	4	H74939147201210**	
2,0	150	90	4	H74939147201590**	
2,0	150	150	4	H74939147201510**	
2,0	220	150	4	H74939031202210	
2,5	20	150	4	H74939031252010	
2,5	40	150	4	H74939031254010	
2,5	60	150	4	H74939031256010	
2,5	80	90	4	H74939147258090**	
2,5	80	150	4	H74939147258010**	
2,5	100	90	4	H74939147251090**	
2,5	100	150	4	H74939147251010**	
2,5	120	90	4	H74939147251290**	
2,5	120	150	4	H74939147251210**	
2,5	150	90	4	H74939147251590**	
2,5	150	150	4	H74939147251510**	
2,5	220	150	4	H74939031252210	
3,0	20	135	4	H74939031302010	
3,0	30	135	4	H74939031303010	
3,0	40	135	4	H74939031304010	
3,0	60	135	4	H74939031306010	
3,0	80	90	4	H74939147308090	
3,0	80	150	4	H74939147308010**	
3,0	100	90	4	H74939147301090**	
3,0	100	150	4	H74939147301010**	
3,0	120	90	4	H74939147301290**	
3,0	120	150	4	H74939147301210**	
3,0	150	90	4	H74939147301590**	
3,0	150	150	4	H74939147301510**	
3,0	220	150	4	H74939031302210	
3,5	20	135	4	H74939031352010	
3,5	30	135	4	H74939031353010	
3,5	40	135	4	H74939031354010	
3,5	60	150	4	H74939031356010	
3,5	80	90	4	H74939147358090**	
3,5	80	150	4	H74939147358010**	
3,5	100	90	4	H74939147351090**	
3,5	100	150	4	H74939147351010**	
3,5	120	90	4	H74939147351290**	
3,5	120	150	4	H74939147351210**	
3,5	150	90	4	H74939147351590**	
3,5	150	150	4	H74939147351510**	
3,5	220	150	4	H74939031352210	
4,0	10	80	4	H74939031401080	
4,0	15	80	4	H74939031401580	
4,0	20	80	4	H74939031402080	
4,0	20	135	4	H74939031402010	
4,0	30	80	4	H74939031403080	
4,0	30	135	4	H74939031403010	
4,0	40	80	4	H74939031404080	
4,0	40	135	4	H74939031404010	
4,0	60	135	4	H74939031406010	
4,0	80	90	4	H74939147408090**	
4,0	80	150	4	H74939147408010**	
4,0	100	90	4	H74939147401090**	
4,0	100	150	4	H74939147401010**	

Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Длина катетера (см)	Совместимость с интродьюсером (F)*	Номер для заказа	Количество
4,0	120	90	4	H74939147401290**	
4,0	120	150	4	H74939147401210**	
4,0	150	90	4	H74939147401590**	
4,0	150	150	4	H74939147401510**	
4,0	220	150	4	H74939031402210	
4,5	15	80	4	H74939031451580	
4,5	20	80	4	H74939031452080	
4,5	20	135	4	H74939031452010	
4,5	30	80	4	H74939031453080	
4,5	30	135	4	H74939031453010	
4,5	40	80	4	H74939031454080	
4,5	40	135	4	H74939031454010	
5,0	10	80	4	H74939031501080	
5,0	15	80	4	H74939031501580	
5,0	20	80	4	H74939031502080	
5,0	20	135	4	H74939031502010	
5,0	30	80	4	H74939031503080	
5,0	30	135	4	H74939031503010	
5,0	40	80	4	H74939031504080	
5,0	40	135	4	H74939031504010	
5,0	60	135	4	H74939031506010	
5,5	15	80	4	H74939031551580	
5,5	20	80	4	H74939031552080	
5,5	20	135	4	H74939031552010	
5,5	30	80	4	H74939031553080	
5,5	30	135	4	H74939031553010	
5,5	40	80	4	H74939031554080	
5,5	40	135	4	H74939031554010	
6,0	10	80	4	H74939031601080	
6,0	15	80	4	H74939031601580	
6,0	20	80	4	H74939031602080	
6,0	20	135	4	H74939031602010	
6,0	30	80	4	H74939031603080	
6,0	30	135	4	H74939031603010	
6,0	40	80	4	H74939031604080	
6,0	40	135	4	H74939031604010	
6,0	60	135	4	H74939031606010	
6,5	15	80	4	H74939031651580	
6,5	20	80	4	H74939031652080	
6,5	20	135	4	H74939031652010	
6,5	30	80	4	H74939031653080	
6,5	30	135	4	H74939031653010	
6,5	40	80	4	H74939031654080	
6,5	40	135	4	H74939031654010	
7,0	10	80	4	H74939031701080	
7,0	15	80	4	H74939031701580	
7,0	20	80	4	H74939031702080	
7,0	20	135	4	H74939031702010	
7,0	30	80	4	H74939031703080	
7,0	30	135	4	H74939031703010	
7,0	40	80	4	H74939031704080	
7,0	40	135	4	H74939031704010	
7,0	60	135	5	H74939031706010	
8,0	10	80	4	H74939031801080	
8,0	15	80	4	H74939031801580	
8,0	20	80	4	H74939031802080	
8,0	20	135	4	H74939031802010	
8,0	30	80	4	H74939031803080	
8,0	30	135	4	H74939031803010	
8,0	40	80	4	H74939031804080	
8,0	40	135	4	H74939031804010	
8,0	60	135	5	H74939031806010	

*4 F=1,33 мм, 5 F=1,7 мм, 6 F=2,0 мм
**Sterling™ SL


Sterling™ с системой доставки быстрой смены Monorail™

Баллонный катетер



Sterling™ с системой доставки по проводнику

Баллонный катетер



Диаметр (мм)	Длина (мм)												
	Баллон	10	15	20	30	40	60	80	100	120	150	200	220
2,0 mm													
2,5 mm													
3,0 mm													
3,5 mm													
4,0 mm													
4,5 mm													
5,0 mm													
5,5 mm													
6,0 mm													
6,5 mm													
7,0 mm													
8,0 mm													
9,0 mm													
10,0 mm													

	Длина катетера (см)			
Платформа	40	80/90	135	150
По проводнику				
Быстрой смены				

Все упомянутые товарные знаки являются собственностью их непосредственных владельцев. ВНИМАНИЕ: В соответствии с законодательством, продажа данных изделий разрешена только медицинским работникам или по их заказу. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по эксплуатации можно найти в инструкции по применению, поставляемой с каждым изделием. Информация по эксплуатации может быть применима только в случае, если изделие имеет регистрационное удостоверение в стране использования.

Данный материал не предназначен для использования или распространения в США. Иллюстрации предназначены для информационных целей - они не отражают реальные размеры или клинические результаты.

PI-273018-AA / PI-195601-AB

Boston Scientific
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2014 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved. DINPER4656EA