


Radifocus® Angiographic Catheter

Ангиографический катетер



Ангиографический катетер Radifocus® - это 5 Fr. ангиографический катетер предназначен для использования при проведении ангиографических процедур. Он доставляет контраст или терапевтические вещества к необходимым участкам сосудистой системы. Также применяется для направления проводника или катетера к необходимым зонам.

Характеристики изделия

- Плавность, гладкость и превосходный уровень безопасности благодаря полиамидной поверхности, закругленному кончику и цельному корпусу
- мягкий и атравматический катетер с превосходной регулировкой крутящего момента благодаря внутреннему металлическому ячеистому плетению
- Гладкая рентгенконтрастная поверхность для предотвращения формирования тромбов
- Высокое сопротивление давлению (до 1000 psi / 6.895 кПа)
- Различные формы кончиков

Общие характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Внешний диаметр | 5 Fr / 1.70 мм |
| Внутренний диаметр | 0.043" / 1.10 мм |
| Максимальный размер совместимого проводника | 0.038" / 0.97 мм |
| Предел давления | 1000 psi / 6,895 kPa |
| Материал катетера | Полиамид |
| Материал оплетки | Нержавеющая сталь |

Спецификация

| Длина катетера | Форма кончика | Боковое отверстие | Каталожный номер |
|----------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 65 см | Pigtail | 6 | RF-FG1500GM |
| 80 см | Pigtail | 6 | RF-FG15008M |
| 110 см | Pigtail | 6 | RF*FG15011M |
| 65 см | Straight | 6 | RF-FK1500GM |
| 80 см | Straight | 6 | RF-FK15008M |
| 80 см | Straight 8 cm tapered | 0 | RF*DI15008M |
| 80 см | Renal | 2 | RF-DA15008M |
| 80 см | Renal | 0 | RF-DA25008M |
| 80 см | Renal Left | 0 | RF-DAC5008M |
| 65 см | Cobra Small | 2 | RF-DB1500GM |
| 65 см | Cobra Small | 0 | RF-DB4500GM |
| 80 см | Cobra Small | 0 | RF-DB45008M |
| 65 см | Cobra Middle | 2 | RF-DB2500GM |
| 65 см | Cobra Middle | 0 | RF-DB5500GM |
| 80 см | Cobra Middle | 0 | RF-DB55008M |
| 65 см | Cobra Large | 2 | RF-DB3500GM |
| 65 см | Cobra Large | 0 | RF-DB6500GM |
| 80 см | Cobra Large | 0 | RF-DB65008M |
| 65 см | Shepherd Hook 0.8 cm | 0 | RF-DC3500GM |
| 65 см | Shepherd Hook 1.0 cm | 0 | RF-DC4500GM |
| 65 см | J curve Small | 0 | RF-DD4500GM |
| 65 см | J curve Middle | 0 | RF-DD5500GM |
| 65 см | J curve Large | 0 | RF-DD6500GM |
| 100 см | Simmons 1 | 0 | RF-EA15010M |
| 100 см | Simmons 2 | 0 | RF-EA25010M |
| 100 см | Simmons 3 | 0 | RF-EA35010M |
| 100 см | Headhunter 1 | 0 | RF-EB15010M |
| 100 см | Headhunter 3 | 0 | RF-EB25010M |
| 100 см | Bentson-Hanabee-Wilson 2 | 0 | RF-EE25010M |
| 100 см | MANI | 0 | RF-EG15010M |
| 65 см | Vertebral | 0 | RF-EH1500GM |
| 100 см | Vertebral | 0 | RF*EH15010M |
| 100 см | Hinck 1 | 0 | RF-EJ15010M |

13350/46R/1711/16/0513/E

Пожалуйста, укажите каталожный номер при размещении заказа. По специальному запросу можно заказать продукцию с другими кодовыми номерами. Более подробную информацию можно узнать у местного представителя компании «Терумо».