


Accuforce®

Низко-комплаентный баллонный катетер



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Диаметр shaft | 1.9 Fr / 0,63 мм Проксимальный 2.5 Fr / 0,84 мм Средний 2,6 Fr / 0,86 мм Дистальный |
| Рабочая длина | 145 см |
| Баллонные маркеры # | 2 |
| Номинальное давление | 12 атм / 1216 кПа |
| Расчетное давление разрыва | 22 атм / 2229 кПа (2,0 - 4,00 мм) 20 атм / 2026 кПа (4,5 и 5,0 мм) |
| Совместимость с проводниками | Максимальный диаметр 0,014"/0,36 мм |
| Входной профиль | 0,43 мм |
| Покрытие | Гидрофильное |


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Диаметр баллона | Длина стента / Код изделия | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2.00 | DC-RM2006HSW | DC-RM2008HSW | DC-RM2012HHW | DC-RM2015HHW | DC-RM2020HHW | | |
| 2.25 | DC-RM2206HSW | DC-RM2208HSW | DC-RM2212HHW | DC-RM2215HHW | DC-RM2220HHW | | |
| 2.50 | DC-RM2506HSW | DC-RM2508HSW | DC-RM2512HHW | DC-RM2515HHW | DC-RM2520HHW | DC-RM2525HHW | DC-RM2530HHW |
| 2.75 | DC-RM2706HSW | DC-RM2708HSW | DC-RM2712HHW | DC-RM2715HHW | DC-RM2720HHW | | |
| 3.00 | DC-RM3006HSW | DC-RM3008HSW | DC-RM3012HHW | DC-RM3015HHW | DC-RM3020HHW | DC-RM3025HHW | DC-RM3030HHW |
| 3.25 | DC-RM3206HSW | DC-RM3208HSW | DC-RM3212HHW | DC-RM3215HHW | DC-RM3220HHW | | |
| 3.50 | DC-RM3506HSW | DC-RM3508HSW | DC-RM3512HHW | DC-RM3515HHW | DC-RM3520HHW | DC-RM3525HHW | DC-RM3530HHW |
| 3.75 | DC-RM3706HSW | DC-RM3708HSW | DC-RM3712HHW | DC-RM3715HHW | DC-RM3720HHW | | |
| 4.00 | DC-RM4006HSW | DC-RM4008HSW | DC-RM4012HHW | DC-RM4015HHW | DC-RM4020HHW | | |
| 4.50 | DC-RM4506HSW | DC-RM4508HSW | DC-RM4512HSW | DC-RM4515HSW | | | |
| 5.00 | DC-RM5006HSW | DC-RM5008HSW | DC-RM5012HSW | DC-RM5015HSW | | | |

КОМПАЛЕНТНОСТЬ БАЛЛОНОВ

| Диаметр баллона | Длина баллона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 2.00 | 1.58 | 1.65 | 1.72 | 1.79 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.17 | | |
| 2.25 | 1.96 | 2.01 | 2.06 | 2.11 | 2.14 | 2.16 | 2.19 | 2.21 | 2.23 | 2.25 | 2.26 | 2.28 | 2.29 | 2.31 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.41 | 2.42 | 2.44 | | |
| 2.50 | 2.19 | 2.24 | 2.30 | 2.36 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.46 | 2.48 | 2.50 | 2.52 | 2.53 | 2.55 | 2.56 | 2.58 | 2.60 | 2.61 | 2.63 | 2.64 | 2.66 | 2.68 | 2.69 | 2.71 | | |
| 2.75 | 2.43 | 2.48 | 2.53 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.67 | 2.70 | 2.73 | 2.75 | 2.77 | 2.79 | 2.80 | 2.82 | 2.84 | 2.86 | 2.87 | 2.89 | 2.91 | 2.93 | 2.94 | 2.96 | 2.98 | | |
| 3.00 | 2.65 | 2.71 | 2.76 | 2.82 | 2.85 | 2.89 | 2.92 | 2.95 | 2.97 | 3.00 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.10 | 3.11 | 3.13 | 3.15 | 3.17 | 3.19 | 3.21 | 3.23 | 3.25 | | |
| 3.25 | 2.89 | 2.95 | 3.01 | 3.07 | 3.10 | 3.14 | 3.17 | 3.20 | 3.22 | 3.25 | 3.27 | 3.29 | 3.31 | 3.33 | 3.35 | 3.37 | 3.39 | 3.42 | 3.44 | 3.46 | 3.47 | 3.48 | 3.51 | | |
| 3.50 | 3.13 | 3.19 | 3.26 | 3.32 | 3.35 | 3.39 | 3.42 | 3.45 | 3.47 | 3.50 | 3.52 | 3.54 | 3.57 | 3.59 | 3.61 | 3.63 | 3.65 | 3.68 | 3.70 | 3.72 | 3.74 | 3.74 | 3.76 | | |
| 3.75 | 3.37 | 3.44 | 3.50 | 3.56 | 3.60 | 3.63 | 3.66 | 3.69 | 3.72 | 3.75 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 3.88 | 3.90 | 3.92 | 3.94 | 3.96 | 3.98 | 3.99 | 4.01 | | |
| 4.00 | 3.58 | 3.65 | 3.72 | 3.79 | 3.83 | 3.87 | 3.90 | 3.94 | 3.97 | 4.00 | 4.03 | 4.05 | 4.07 | 4.09 | 4.11 | 4.13 | 4.15 | 4.17 | 4.19 | 4.21 | 4.23 | 4.26 | 4.28 | | |
| 4.50 | 4.02 | 4.10 | 4.19 | 4.28 | 4.32 | 4.37 | 4.40 | 4.44 | 4.47 | 4.50 | 4.53 | 4.56 | 4.59 | 4.63 | 4.66 | 4.68 | 4.71 | 4.75 | 4.78 | 4.81 | 4.84 | 4.87 | 4.91 | | |
| 5.00 | 4.52 | 4.59 | 4.67 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.89 | 4.93 | 4.96 | 5.00 | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.16 | 5.19 | 5.22 | 5.26 | 5.29 | 5.32 | 5.35 | 5.38 | 5.41 | | |

■ Номинальное давление ■ Расчетное давление разрыва



Accuforce®

Низко-комплаентный баллонный катетер

СИЛА. УСПЕХ. БЕЗ КОМПРОМИССОВ.



Terumo Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072,
Japan
Tel.: +81 3 3374 8111
Fax: +81 3 3374 8196

Terumo Europe NV
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 38 12 11
Fax: +32 16 40 02 49

Terumo Europe NV
Interventional Systems
Liaison Office
Immeuble Inside
7-9 Rue Eugène et Armand Peugeot
92500 Rueil Malmaison,
France
Tel.: +33 147 16 09 30
Fax: +33 147 16 09 49

Terumo Europe NV
Benelux Sales Division
Belgium:
Tel.: +32 16 39 25 80
The Netherlands:
Tel.: 0800 0220396

Terumo Europe NV
Emerging Markets Division
Tel.: +32 16 38 13 08

Terumo Deutschland GmbH
Tel.: +49 6196 80 230

Terumo Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Spreitenbach
Tel.: +41 56 419 10 10

Terumo Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Interventional Systems
Tel.: +43 2236 378020

Laboratoires Terumo France S.A.S.
Tel.: +33 130 96 13 00

Terumo Italia S.r.l.
Tel.: +39 0651 96 14 20

Terumo Europe España SL
Tel.: +34 9021 01 298

Terumo UK Ltd
Tel.: +44 1276 480440

Terumo Russia LLC
Tel.: +7 495 988 4740

Terumo Sweden AB
Tel.: +46 3174 85 880

Terumo Denmark
Filial of Terumo Sweden AB
Tel.: +45 7020 93 80

Terumo Corporation Dubai Branch
(Middle East and Africa)
Tel.: +971 4 221 2220

Terumo BCT Tibbi Cihazlar Dağıtım ve Hizmetleri A.Ş.
Tel.: +90 216 590 0074



© Зарегистрированная торговая марка
Опубликовано Terumo Europe NV

