

Проводники

Проводники с гидрофильным покрытием - AQUATRACK®

AQUATRACK®

- Диаметр: 0.035"
- Сердцевина из нитинола
- Гидрофильное покрытие из PhotoLink®
- В комплекте устройство для вращения проводника
- 5 шт. в упаковке

Обычная жесткость – длина конусообразного дистального сегмента 8"

Длина	Жесткость	Сужение кончика	Кончик	Код
150 см	Обычная	Короткое	Под углом	C3515RSA
150 см	Обычная	Короткое	Прямой	C3515RSS
180 см	Обычная	Короткое	Под углом	C3518RSA
180 см	Обычная	Короткое	Прямой	C3518RSS
260 см	Обычная	Короткое	Под углом	C3526RSA

Усиленная жесткость – длина конусообразного дистального сегмента 5"

Длина	Жесткость	Сужение кончика	Кончик	Код
150 см	Усиленная	Короткое	Под углом	C3515SSA
180 см	Усиленная	Короткое	Под углом	C3518SSA
260 см	Усиленная	Короткое	Под углом	C3526SSA
260 см	Усиленная	Короткое	Прямой	C3526SSS

