

Интродьюсеры


7 Общая информация

AVANTI®+

BRITE TIP®

Обтураторы

Сосудистые дилататоры



Интродьюсеры

Корпорация Cordis предлагает широкую линейку продуктов для черескожного введения устройств в сосудистую систему.

AVANTI[®]+
Интродьюсеры

BRITE TIP[®]
Интродьюсеры

Интродьюсеры

Общая информация

Введение

Интродьюсеры корпорации Cordis® предназначены для черескжного введения устройств в сосудистую систему.

Характеристики и преимущества

Интродьюсер/диллятор

- **Все элементы устройств, вводимых в сосудистый просвет, рентгеноконтрастны**
- **Легкая идентификация размеров (F)** обеспечивается цветовой кодировкой и номером, нанесенным на хаб диллятора*.
- **Минимальная травматизация тканей** в точке введения благодаря оптимизированной форме канюли и плавному переходу от проводника к диллятору и от диллятора к канюле.
- **Легкое введение** благодаря лубрикантному покрытию канюли и диллятора, а также плавным переходам от интродьюсера к диллятору и от диллятора к проводнику.
- **Высокая устойчивость к изломам** благодаря единой структуре канюли.
- **Легкость манипулирования устройством** благодаря лубрикантному покрытию внутренней поверхности канюли и клапана.
- **Прекрасный гемостаз и устойчивость** к аспирации воздуха благодаря б-лепестковому гемостатическому клапану в отсутствие других устройств в месте пункции, в ходе их замены, а также в процессе манипуляции ими.
- **Надежная фиксация диллятора** во время введения благодаря специальной защелке между диллятором и интродьюсером.
- **Визуализация пузырьков воздуха** через прозрачный, гибкий боковой порт.
- **Ввод лекарственных веществ**, аспирация воздуха, мониторинг давления благодаря применению

3-ходового краника.

- **Удобное, стабильное крепление интродьюсера к коже** благодаря вращающемуся кольцу.

Проводник

- **Мягкий и атравматичный двухсторонний проводник (с прямым и J-образным кончиком).**

Обтуратор

- **Излом канюли предотвращается** благодаря гибкому shaft, когда интродьюсер используется в течение долгого времени.
- **Легкая идентификация размеров (F)** обеспечивается цветовой кодировкой и номером, нанесенным на хаб диллятора*.
- **Простота хранения**, безопасная для окружающей среды упаковка с наименьшими возможными размерами.
- **Легкое проведение через интродьюсер** и минимальная травматизация сосуда благодаря закругленному атравматичному дистальному кончику.
- **Надежная фиксация обтуратора** благодаря специальной защелке между обтуратором и интродьюсером.
- **Легкость установки и манипулирования** благодаря низкопрофильному хабу.

* 4F-красный, 5F-серый, 6F-зеленый, 7F-оранжевый, 8F-синий, 9F-черный, 10F-пурпурный, 11F-желтый

Интродьюсеры

AVANTI®+

- Уникальный гемостатический клапан сводит потери крови к минимуму
- Гибкий и устойчивый к изломам
- Отличное соотношение внешнего и внутреннего диаметра
- Плавное введение
- 5 шт. В упаковке



диллятор



интродьюсер



мини-проводник

Размер (F)	Длина 5.5 см		Длина 11 см		Длина 23 см
	с мини-проводником	без мини-проводника	с мини-проводником	без мини-проводника	без мини-проводника
● 4	402-604P		402-604X	402-604A	402-604T
● 5	402-605P		402-605X	402-605A	402-605T
● 5.5			402-655X		
● 6	402-606P	402-606R	402-606X	402-606A	402-606T
● 6.5			402-656X		
● 7	402-607P	402-607R	402-607X	402-607A	
● 8			402-608X	402-608A	402-608T
● 9			402-609X	402-609A	402-609T
● 10			402-610X	402-610A	402-610T
● 11			402-611X		

Интродьюсеры

BRITE TIP®

- Цельный, устойчивый к изломам шaft
- Уникальный гемостатический клапан сводит потери крови к минимуму
- 3 мм атравматичный рентгеноконтрастный дистальный кончик для точной установки
- Плавный переход от интродьюсера к диллятору
- Отличная поддержка
- 5 шт. в упаковке для длин 5.5 см, 11 см и 23 см
- 2 шт. в упаковке для длин 35 см и больше



Размер (F)	Кончик диллятора (мм)	Длина		
		5.5 см	11 см	23 см
		с мини-проводником	с мини-проводником	без мини-проводника
4	25		401-411M	401-423M
5	25		401-511M	401-523M
6	35	401-605M	401-611M	401-623M
7	35	401-705M	401-711M	401-723M
8	35	401-805M	401-811M	401-823M
9	35		401-911M	401-923M
10	45		401-011M	401-023M
11	45		401-111M	401-123M

Размер (F)	Кончик диллятора (мм)	Длина			
		35 см	45 см	55 см	90 см
		без мини-проводника	без мини-проводника	без мини-проводника	без мини-проводника
5	25	401-535M	401-545M	401-555M	
6	35	401-635M	401-645M	401-655M	401-690M
7	35	401-735M	401-745M	401-755M	401-790M
8	35	401-835M	401-845M	401-855M	401-890M
9	35	401-935M		401-955M	