

Устройство для закрытия места пункции

Устройство для закрытия места пункции

EXOSEAL® VCD – стерильное устройство, состоящее из полигликогеновой пробки в комбинации с системой доставки. Пробка размещена внутри shaft системы доставки. Внутри shaft имеется индикаторный проводник, обеспечивающий позиционирование устройства в месте пункции относительно стенки сосуда. После позиционирования пробки shaft удаляется, фиксируя пробку над местом артериотомии.

Сочетая клиническую безопасность и легкость использования, устройство для закрытия места пункции Cordis EXOSEAL® является надежным средством закрытия и улучшает качество исходов процедур.

- Легкость использования
- Безопасная* биоабсорбируемая технология
- Точное внесосудистое закрытие
- Превосходные клинические результаты

*Клинические данные исследования ECLIPSE отражают безопасность с точки зрения отсутствия сосудистых повреждений, кровотечений в месте доступа, инфицирования и повреждения нерва, нововыявленной ипсилатеральной ишемии нижних конечностей.

EX500CE: 5F EXOSEAL® - для использования с интродьюсером 5 F длиной 10-12 см

EX600CE: 6F EXOSEAL® - для использования с интродьюсером 6 F длиной 10-12 см

EX700CE: 7F EXOSEAL® - для использования с интродьюсером 7 F длиной 10-12 см

