

Диагностические катетеры

Корпорация Cordis создала стандарт в области разработки диагностических катетеров. Они соответствуют всем клиническим требованиям и обеспечивают максимум клинической эффективности. Корпорация Cordis предлагает широкий спектр простых в применении диагностических катетеров для любой процедуры.

7F HIGHFLOW®

- Полиуретановый катетер
- Максимальный поток и оптимальное управление
- Атравматичный мягкий наконечник типа brite tip

QUICK CARE 4F INFINITI®

- Снижение размеров отверстия доступа:
 - 56% по сравнению с 6F
 - 36% по сравнению с 5F
- Повышенный комфорт для пациента
- Меньшее число осложнений
- Ранняя мобилизация пациента
- Материал катетера- нейлон

INFINITI®

- Максимальная безопасность для пациента
- Непосредственный ответ
- Тонкостенная технология
- Атравматичный мягкий наконечник типа brite
- Материал катетера – нейлон

SUPERTORQUE® Plus

- Максимальная безопасность для пациента
- Атравматичный мягкий наконечник типа brite tip
- Материал катетера – полиуретан




Диагностические катетеры

Общая информация

| | 4F Quick Care Infiniti® | 5F Infiniti® | 5.2F SuperTorque® Plus |
|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Предел давления (фунт/кв. дюйм) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Совместимость с проводником (0.0xx") | 0.035"* | 0.038" | 0.038" |
| Номер по каталогу | 538-4xx | 534-5xx | 533-5xx |
| Скорость потока (мл/с) 8 сП при пределном давлении (катетер 100 см) | | | |
| - селективные | 16.7 | 21.3 | 21.0 |
| - Pigtail | 16.6 | 19.8 | 18.5 |

| | 6F Infiniti® | 6F SuperTorque® Plus | 7F High Flow™ |
|--|-----------------|----------------------------|------------------|
| Предел давления (фунт/кв. дюйм) | 1200 | 1200 | 1050 |
| Совместимость с проводником (0.0xx") | 0.038" | 0.038" | 0.038" |
| Номер по каталогу | 534-6xx | 533-6xx | 527-7xx |
| Скорость потока (мл/с) 8 сП при пределном давлении (катетер 100 см) | | | |
| - селективные | 35.0 | 24.3 | 32.0 |
| - Pigtail | 32.6 | 25.1 | 32.2 |

*0.038" для катетера типа Pigtail с микропетлей.




1 Размер (F), длина (см), максимальное инъекционное давление (фунт/кв. дюйм) и диаметр проводника (дюймы) указаны на втулке.

- Плетеный проволочный корпус из нержавеющей стали с тромборезистентным покрытием.
- Особый атравматичный наконечник. Наконечник катетера обладает превосходной способностью сохранять форму, увеличенной позиционной устойчивостью и изготовлен из специальной смеси мягкого атравматичного материала. В коробке находится 5 одиночных упаковок с катетерами, если не указано иное.

Цветовая кодировка втулок катетеров:

4F-красный, 5F-серый, 6F-зеленый, 7F-оранжевый.



Диагностические катетеры


Левая коронарная артерия



Левая коронарная артерия, техника Judkins (100 cm)

- Катетеры для проведения коронарографии
- Количество в упаковке: 5 шт.

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|--------|------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| JL 3.5 | Judkins Left 3.5 | 538-418 | 534-518T | 533-551 | 533-618 | 534-618T | 527-718 |
| JL 4 | Judkins Left 4 | 538-420 | 534-520T | 533-553 | 533-620 | 534-620T | 527-720 |
| JL 4.5 | Judkins Left 4.5 | 538-417 | 534-517T | 533-527 | 533-627 | 534-617T | |
| JL 5 | Judkins Left 5 | 538-422 | 534-522T | 533-559 | 533-622 | 534-622T | 527-722 |
| JL 6 | Judkins Left 6 | 538-424 | 534-524T | 533-561 | 533-624 | 534-624T | 527-724 |



Левая коронарная артерия, техника Amplatz (100 cm)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|--------|------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| AL I | Amplatz Left I | 538-445 | 534-545T | 533-540 | 533-645 | 534-645T | 527-740 |
| AL II | Amplatz Left II | 538-446 | 534-546T | 533-542 | 533-646 | 534-646T | 527-741 |
| AL III | Amplatz Left III | 538-447 | 534-547T | 533-544 | 533-647 | 534-647T | |



Диагностические катетеры

Правая коронарная артерия



Правая коронарная артерия, техника Judkins (100 cm)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| JR 3.5 | Judkins Right 3.5 | 538-419 | 534-519T | 533-550 | 533-619 | 534-619T | 527-719 |
| JR 4 | Judkins Right 4 | 538-421 | 534-521T | 533-552 | 533-621 | 534-621T | |
| JR 4 (125 cm) | Judkins Right 4, 125 cm | | | 533-565 | | | |
| JR 4 RECESSED BRAID | Judkins Right 4 Recessed Braiding | | | | 533-689 | | |
| JR 4 MOD | Judkins Right 4 Modified | 538-428 | 534-528T | 533-528 | 533-628 | 534-628T | |
| JR 4 ST | Judkins Right 4 Short Tip | 538-427 | 534-527T | 533-563 | 533-626 | 534-627T | |
| JR 5 | Judkins Right 5 | 538-423 | 534-523T | 533-558 | 533-623 | 534-623T | 527-723 |
| JR 5 MOD | Judkins Right 5 Modified | | | | | 534-629T | |
| JR 6 | Judkins Right 6 | 538-425 | 534-525T | 533-560 | 533-625 | 534-625T | |



Правая коронарная артерия, техника Amplatz (100 cm)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|-----------|--------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| AR MOD | Amplatz Right Modified | 538-448 | 534-548T | 533-554 | 533-648 | 534-648T | 527-748 |
| AR I MOD | Amplatz Right 1 Modified | 538-441 | 534-541T | | 533-641 | 534-641T | |
| AR II MOD | Amplatz Right 2 Modified | 538-443 | 534-543T | | 533-643 | 534-643T | |



Диагностические катетеры

Правая коронарная артерия



Правая коронарная артерия, WILLIAMS TECHNIQUE

- Количество в упаковке: 3 шт.

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| 3 DRC | Right Coronary 3 Dimensional | 538-476 | 534-576T | 533-576 | 533-676 | 534-676T | |



3 DRC

Правая коронарная артерия, NOTO TECHNIQUE (100 cm)

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| SRC | Right Coronary N. | 538-474 | 534-574T | | | 534-674T | |



SRC



Диагностические катетеры

Многоцелевые



MULTIPURPOSE A COURNAND TECHNIQUE (OPEN END, NO SIDES HOLES)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| MPA 1 (80 cm) | Multipurpose A, 80 cm | | | 533-579 | 533-633 | | |
| MPA 1 | Multipurpose A Cournand, 100 cm | | | 533-578 | 533-640 | | |
| MPA 1 (125 cm) | Multipurpose A, 125 cm | | | | 533-667 | | |

MPA 1

MULTIPURPOSE A PAEDIATRIC CURVE (OPEN END, 2 SIDE HOLES)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| MPA 2 (l) SH (65 cm) | Multipurpose A 2, 65 cm 2 side holes | 538-440 | 534-540T | | | | |
| MPA 2 (l) SH (80 cm) | Multipurpose A 2, 80 cm 2 side holes | 538-449 | 534-549T | | | | |
| MPA 2 (l) SH | Multipurpose A 2, 100 cm 2 side holes | 538-442 | | 533-556 | | | |
| MPA 2 (l) SH (125 cm) | Multipurpose A 2, 125 cm 2 side holes | 538-444 | | 533-557 | | | |

MPA 2 (l)



Диагностические катетеры

Многоцелевые



MULTIPURPOSE A ADULT CURVE (OPEN END, 2 SIDE HOLES)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| MPA 2 SH (65 cm) | Multipurpose A 2, 65 cm 2 side holes | | | 533-562 | | | |
| MPA 2 SH (80 cm) | Multipurpose A 2, 80 cm 2 side holes | | | 533-532 | 533-629 | | |
| MPA 2 SH | Multipurpose A 2, 100 cm 2 side holes | | 534-542T | 533-582 | 533-642 | 534-642T | 527-742 |
| MPA 2 SH (125 cm) | Multipurpose A 2, 125 cm 2 side holes | | 534-544T | 533-587 | 533-644 | | |

MPA 2

MULTIPURPOSE B (OPEN END, 2 SIDE HOLES, 100 cm)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|-------|------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| MPB 2 | Multipurpose B 2 | | 534-539T | | 533-649 | 534-649T | |

MPB 2

MULTIPURPOSE B GENSINI TECHNIQUE (OPEN END, 6 SIDE HOLES, 100 cm)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|-------|------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| MPB 3 | Multipurpose B Gensini | | | | 533-634 | | |

MPB 3



Диагностические катетеры

Радиальный / брахиальный доступ

SONES TECHNIQUE

| | | 4F Quick Care Infiniti® | 5F Infiniti® | 5.2F SuperTorque® Plus | 6F SuperTorque® Plus | 6F Infiniti® | 7F HIGHFLOW® |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| SON I SH (80 cm) | Sones I, 80 cm 2 side holes | | 534-530T | | | | |
| SON I | Sones I, 100 cm | | 534-562T | | 533-630 | | |
| SON I.5 | Sones I.5, 100 cm | | 534-564T | | | | |
| SON II (80 cm) | Sones II, 80 cm | | | 533-531 | | | |
| SON II | Sones II, 100 cm | | | | 533-631 | | |
| SON III | Sones III, 100 cm | | | | 533-632 | | |



CASTILLO TECHNIQUE (80 cm)

| | | 4F Quick Care Infiniti® | 5F Infiniti® | 5.2F SuperTorque® Plus | 6F SuperTorque® Plus | 6F Infiniti® | 7F HIGHFLOW® |
|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| CAS I | Castillo I, 100 cm | | | 533-584 | 533-684 | | |
| CAS II (80 cm) | Castillo II, 80 cm | | | | 533-682 | | |
| CAS II | Castillo II, 100 cm | | | 533-585 | 533-685 | | |
| CAS III | Castillo III, 100 cm | | | | 533-686 | | |



Диагностические катетеры

Радиальный / брахиальный доступ

BARBEAU TECHNIQUE

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| BARBEAU SH | Barbeau, 100 cm, 2 side holes | SRD5505 | 534-578T | | SRD5897 | | |



BARBEAU

RADIAL BI-LATERAL TECHNIQUE AND RADIAL/BRACHIAL (TILON)

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 5F |
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | TEMPO® AQUA®* |
| RBL 4.0 | RBL 4.0, 100 cm | | SRD7063 | | | SRD7064 | SRD7045 |
| RBL 4.0 SH | RBL 4.0, 100 cm, 2 side holes | SRD7057 | SRD7044 | SRD7059 | SRD7055 | SRD7048 | |
| RBL 4.0 (110 cm) | RBL 4.0, 110 cm | | SRD7027 | | | | |
| RBL 4.5 | RBL 4.5, 100 cm | | SRD7070 | | SRD7071 | | |
| RBL 5.0 | RBL 5.0, 100 cm | | SRD7065 | | | SRD7066 | SRD7047 |
| RBL 5.0 SH | RBL 5.0, 100 cm, 2 side holes | SRD7058 | SRD7046 | SRD7060 | SRD7056 | SRD7049 | |
| RBL 5.0 (110 cm) | RBL 5.0, 110 cm | | SRD7026 | | | | |
| RBL modified | RBL modified/LEMAN, 100 cm | | | SRD7050* | | | |
| Radial/brachial (Tilon) | Radial/brachial (Tilon), 100 cm | | SRD6724 | | SRD5757 | | |



RBL 4.0



RBL 5.0



RBL modified/LEMAN



RBMP/Tilon

* TEMPO® AQUA® диагностический катетер с гидрофильным покрытием

- кол-во в упаковке: 1 шт
- армированный нейлоновый shaft
- рентгенконтрастный кончик из вольфрама
- стойкий к липидолу хаб
- совместим с микрокатетером
- многослойное гидрофильное покрытие дистальной части shaft



Диагностические катетеры

Bypass



EL GAMAL TECHNIQUE (100 cm)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|--------|-------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| EGB I | EI Gamal I | | | | 533-637 | | |
| EGB II | EI Gamal II | | | | 533-638 | | |

| | |
|-------|--------|
| | |
| EGB I | EGB II |

CORONARY BYPASS TECHNIQUES (100 cm)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|--------|---|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| LCB | Left Coronary Bypass | 538-472 | 534-572T | 533-572 | 533-672 | 534-672T | 527-772 |
| RCB | Right Coronary Bypass | 538-470 | 534-570T | 533-570 | 533-670 | 534-670T | 527-770 |
| IM | Internal Mammary | 538-460 | 534-560T | 533-580 | 533-660 | 534-660T | 527-760 |
| IM MOD | Internal Mammary modified, Bartorelli Cozzi | | | SRD5392 | | | |
| IM-MOD | Internal Mammary modified, Barbeau | | SRD6837 | | | | |

| | | | | |
|-----|-----|----|-------------------------|-----------------|
| | | | | |
| LCB | RCB | IM | IM MOD Bartorelli Cozzi | IM MOD, Barbeau |



Диагностические катетеры

Катеризация желудочков



VENTRICULAR STRAIGHT PIGTAIL (110 cm)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| PIG 4SH | Straight Pigtail 4 side holes | | | | 533-650F | | |
| PIG 5SH | Straight Pigtail 5 side holes | 538-451V | | | | | |
| PIG 6SH | Straight Pigtail 6 side holes | 538-450S | 534-550S | 533-533 | 533-650S | 534-650S | |
| PIG 6SH (125 cm) | Straight Pigtail 6 side holes, 125 cm | | SRD5927* | | | | |
| PIG 8SH | Straight Pigtail 8 side holes | 538-450E | 534-550E | | 533-650E | 534-650E | 527-750E |
| PIG 12SH | Straight Pigtail 12 side holes | | | | | | 527-750 |



PIG

VENTRICULAR ANGLED PIGTAIL: VAN TASSEL TECHNIQUE (110 cm)

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|------------------|---|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| PIG 145° MOD 5SH | Angled Pigtail 145° 5 side holes Modified | 538-457V | | | | | |
| PIG 145° 6SH | Angled Pigtail 145° 6 side holes | | 534-552S | 533-534A | 533-652S | 534-652S | |
| PIG 145° MOD 6SH | Angled Pigtail 145° 6 side holes Modified | 538-453S | 534-553S | 533-537S | 533-653S | | |
| PIG 155° MOD 5SH | Angled Pigtail 155° 5 side holes Modified | 538-459V | 534-555S | | | | |
| PIG 155° 6SH | Angled Pigtail 155° 6 side holes | | 534-554S | 533-533A | 533-654S | 534-654S | |
| PIG 155° MOD 6SH | Angled Pigtail 155° 6 side holes Modified | 538-455S | | | | | |
| PIG 155° 12SH | Angled Pigtail 155° 12 side holes | | | | | | 527-754 |



PIG 145°



PIG 155°



Диагностические катетеры

Катеризация желудочков



N.I.H. PAEDIATRIC CURVE

| | | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F | 7F |
|----------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| N.I.H. (65 cm) | N.I.H. 65 cm | | | 533-525 | | | |
| N.I.H. (80 cm) | N.I.H. 80 cm | | | 533-535 | 533-635 | | |
| N.I.H. | N.I.H. 100 cm | | | 533-545 | 533-636 | | |

N.I.H.



Диагностические катетеры

Наборы для проведения диагностики CORPACS®



CORPACS®

- 3 катетера: JL4, JR4, PIG (S или A 145°)
- 1 интродьюсер
- 1 проводник
- Количество в упаковке 10 шт

| ● 4F Quick Care INFINITI® | | Cat. N° |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4 | 538 420 | 538-492C |
| Judkins Right 4 | 538 421 | |
| Straight Pigtail 8 side holes | 538 450E | |
| 4F Avanti+ 11 cm .035" | 504 604X* | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |
| 538-493C | | |
| Judkins Left 4 | 538 420 | |
| Judkins Right 4 | 538 421 | |
| Angled Pigtail 145° | 538 457V | |
| 5 side holes Modified | | |
| 4F Avanti+ 11 cm .035" | 504 604X* | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |
| 538-494C | | |
| Judkins Left 4 | 538 420 | |
| Judkins Right 4 | 538 421 | |
| Angled Pigtail 155° | 538 455S | |
| 6 side holes Modified | | |
| 4F Avanti+ 11 cm .035" | 504 604X* | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |
| 538-499C | | |
| Judkins Left 4 | 538 420 | |
| Judkins Right 4 | 538 421 | |
| Straight Pigtail 5 side holes | 538 451V | |
| 4F Avanti+ 11 cm .035" | 504 604X* | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |
| CP0156 | | |
| Judkins Left 4 | 538 420 | |
| Judkins Right 4 Modified | 538 428 | |
| Straight Pigtail 8 side holes | 538 450E | |
| 4F Avanti+ 11 cm .035" | 504 604X* | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |

| ● 5F INFINITI® | | Cat. N° |
|------------------------|-----------|---------------|
| Judkins Left 4 | 534 520T | CP0032 |
| Judkins Right 4 | 534 521T | |
| Angled Pigtail 145° | 534 552S | |
| 6 side holes | | |
| 5F Avanti+ 11 cm .038" | 504 605X* | |
| Emerald™ .038" | 502 520 | |
| CP0035 | | |
| Judkins Left 4 | 534 520T | |
| Judkins Right 4 | 534 521T | |
| Angled Pigtail 145° | 534 552S | |
| 6 side holes | | |
| 5F Avanti+ 11 cm .038" | 504 605X* | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |
| CP0164 | | |
| Judkins Left 4 | 534 520T | |
| Angled Pigtail 145° | 534 552S | |
| 6 side holes | | |
| Judkins Right 4 | 533 552 | |
| AV + 5FR STD W/O | 504 605A | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |
| CP0317** | | |
| Judkins Left 4 | 534 520T | |
| Judkins Right 4 | 534 521T | |
| EMERALD .035" | 502521 | |
| ANGIONEEDLE 18G | 502652 | |
| 6F AVANTI+ 11 cm .038" | 504606X* | |

| ● 5.2F SUPERTORQUE® Plus | | Cat. N° |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4 | 533 553 | 533-591C |
| Judkins Right 4 | 533 552 | |
| Straight Pigtail | 533 533 | |
| 6 side holes | | |
| 5F Avanti+ 11 cm .038" | 504 605X* | |
| Emerald™ .038" | 502 520 | |
| 533-592C | | |
| Judkins Left 4 | 533 553 | |
| Judkins Right 4 | 533 552 | |
| Straight Pigtail | 533 533 | |
| 6 side holes | | |
| 5F Avanti+ 11 cm .038" | 504 605X* | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |
| 533-593C | | |
| Judkins Left 4 | 533 553 | |
| Judkins Right 4 | 533 552 | |
| Angled Pigtail 145° | 533 534A | |
| 6 side holes | | |
| 5F Avanti+ 11 cm .038" | 504 605X* | |
| Emerald™ .038" | 502 520 | |
| 533-594C | | |
| Judkins Left 4 | 533 553 | |
| Judkins Right 4 | 533 552 | |
| Angled Pigtail 145° | 533 534A | |
| 6 side holes | | |
| 5F Avanti+ 11 cm .038" | 504 605X* | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |

| ● 6F SUPERTORQUE® Plus | | Cat. N° |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4 | 533 620 | 533-691C |
| Judkins Right 4 | 533 621 | |
| Straight Pigtail | 533 650E | |
| 8 side holes | | |
| 6F Avanti+ 11 cm .038" | 504 606X* | |
| Emerald™ .038" | 502 520 | |
| 533-692C | | |
| Judkins Left 4 | 533 620 | |
| Judkins Right 4 | 533 621 | |
| Straight Pigtail 8 side holes | 533 650E | |
| 6F Avanti+ 11 cm .038" | 504 606X* | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |
| 533-693C | | |
| Judkins Left 4 | 533 620 | |
| Judkins Right 4 | 533 621 | |
| Angled Pigtail 145° | 533 652S | |
| 6 side holes | | |
| 6F Avanti+ 11 cm .038" | 504 606X* | |
| Emerald™ .038" | 502 520 | |
| 533-694C | | |
| Judkins Left 4 | 533 620 | |
| Judkins Right 4 | 533 621 | |
| Angled Pigtail 145° | 533 652S | |
| 6 side holes | | |
| 6F Avanti+ 11 cm .038" | 504 606X* | |
| Emerald™ .035" | 502 521 | |

*с мини проводником

** состав набора: 2 катетера, 1 интродьюсер, 1 проводник, 1 ангиографическая игла.



Диагностические катетеры

Наборы для проведения диагностики Bi-Packs



Bi-Packs 2 катетера JL, JR/3DRC

Bi-packs JL и JR4/3DRC

| | 4F | 5F | 5.2F | 6F | 6F |
|---|--|---|---|---|---|
| JL4/JR4 5 Bi-pack номер по каталогу, кол-во в упаковке: 5 включает коды | Quick Care Infiniti® CP0276 538 420 и 538 421 | Infiniti® CP0278 534 520T и 534 521T | SuperTorque® Plus CP0280 533 553 и 533 552 | SuperTorque® Plus CP0285 533 620 и 533 621 | Infiniti® CP0281 534 620T и 534 621T |
| JL4/3DRC Bi-pack номер по каталогу, кол-во в упаковке: 3 включает коды | | CP0279 534 520T и 534 576T | | | CP0282 534 620T и 534 676T |
| JL3.5/JR4 Bi-pack номер по каталогу, кол-во в упаковке: 5 включает коды | | | CP0417 533 551 и 533 552 | | |



JL 4



JR 4



JL 4



3DRC



JL 3.5



JR 4

