


Проводниковые катетеры

Общая информация – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®


VISTA BRITE TIP® and Long VISTA BRITE TIP®

- 1 Нейлоновое наружное покрытие
- 2 Расширенный плетёный переходной участок
- 3 Корпус Brite tip
- 4 Оплетка из нержавеющей стали
- 5 Внутренний диаметр 0,056"; 0,070"; 0,078"; 0,088"; 0,098"
- 6 Внутренний слой из PTFE (политетрафторэтилен)




Гибридная технология

- 1 Внутренний слой из PTFE
- 2 0,056"; 0,070"; 0,078"
- 3 Гибридная оплетка




LONG VISTA BRITE TIP® (LBT)

- кончик 16 мм, гибкий и атравматичный



- 1 Пластиковый хаб
- 2 Внутреннее PTFE-покрытие просвета
- 3 Стальная оплетка из нержавеющей стали для управляемого контроля вращения 1:1
- 4 Гибкий участок сопряжения
- 5 Маркировка наружного диаметра (F), внутреннего диаметра (дюйм) и формы кончика
- 6 Нейлоновый наружный слой
- 7 Мягкий рентгеноконтрастный кончик для безопасного прохождения по сосудам

Цветовая маркировка: 5F-серый, 6F-зеленый, 7F-оранжевый, 8F-синий, 9F-черный



Длина:

Все варианты для плечевой артерии + 90 см

Варианты для бедренной артерии

5F, 6F, 7F, 8F = 100 см

9F = 98 см

длина Brite tip= 1"




Проводниковые катетеры

Общая информация – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®


1 шт. в упаковке

VISTA BRITE TIP® and Long VISTA BRITE TIP®


JUDKINS LEFT



JUDKINS CURVED LEFT




EXTRA BACK-UP LEFT




Проводниковые катетеры

Общая информация – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®

AMPLATZ LEFT



JUDKINS RIGHT



JUDKINS CURVED RIGHT



Проводниковые катетеры

Общая информация – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®

EXTRA BACK-UP RIGHT



XBR 1 XBR 2 XBR CA

NOTO TECHNIQUE



NR 4

WILLIAMS TECHNIQUE



3 DRC

TRANSRADIAL TECHNIQUE




JFL JFL ST JFL LT JFR JFR ST RB BARBEAU RBL 4.0 RBL 5.0

AMPLATZ RIGHT



AR 1 AR 1 SH AR 2 AR 2 SH

MULTIPURPOSE



MPA 1 MPA 1 SH MPB 1 MPB 1 SH



Проводниковые катетеры

Общая информация – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®

HOCKEY STICK



H-STICK H-STICK SH

LEFT CORONARY BYPASS



LCB LCB SH

RIGHT CORONARY BYPASS



RCB RCB SH



Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, техника Judkins – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



Длина всех катетеров 100 см, за исключением тех случаев, когда отмечено иное

JUDKINS LEFT 3

			5F	6F	7F	8F
	JL 3	Judkins Left 3		670-000-00	778-000-00	588-812
	JL 3 SH	Judkins Left 3, 2 side holes			778-001-00	




JL 3




JL 3 SH

JUDKINS LEFT 3.5


			5F	6F	7F	8F
	JL 3.5	Judkins Left 3.5		670-002-00	778-002-00	588-851
	JL 3.5 LBT	Judkins Left 3.5 Long VISTA BRITE TIP®	556-002-0L			
	JL 3.5 ST	Judkins Left 3.5, short tip		670-012-00	778-012-00	
	JL 3.5 SH	Judkins Left 3.5, 2 side holes		670-003-00	778-003-00	588-832




JL 3.5



JL 3.5 SH




JL 3.5 ST




JL 3.5 ST SH

JUDKINS LEFT 4


			5F	6F	7F	8F
	JL 4 (90 cm)	Judkins Left 6		670-004-90		
	JL 4	Judkins Left 6, 125 cm		670-004-00	778-004-00	588-823
	JL 4 LBT	Judkins Left 4 Long VISTA BRITE TIP®	556-004-0L	670-004-0L		
	JL 4 ST	Judkins Left 4, short tip		670-014-00	778-014-00	
	JL 4 SH	Judkins Left 4, 2 side holes		670-005-00	778-005-00	588-834
	JL 4 ST SH	Judkins Left 4, short tip, 2 side holes			778-015-00	
	JL 4 (125 cm)	Judkins Left 4, 125 cm		SM7435	SM6987	




JL 4



JL 4 ST



JL 4 SH



JL 4 ST SH




Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, техника Judkins – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®




JUDKINS LEFT 4.5


			5F	6F	7F	8F
JL 4.5	Judkins Left 4.5			670-006-00	778-006-00	588-852
JL 4.5 LBT	Judkins Left 4.5 Long VISTA BRITE TIP®	SM7329				
JL 4.5 ST	Judkins Left 4.5, short tip			670-016-00		
JL 4.5 SH	Judkins Left 4.5, 2 side holes				778-007-00	588-810



JL 4.5




JL 4.5 ST




JL 4.5 SH

JUDKINS LEFT 5


			5F	6F	7F	8F
JL 5	Judkins Left 5			670-008-00	778-008-00	588-853
JL 5 LBT	Judkins Left 5 Long VISTA BRITE TIP®	556-008-0L				
JL 5 SH	Judkins Left 5, 2 side holes				778-009-00	588-800
JL 5 (125 cm)	Judkins Left 5, 125 cm	SM7361		SM6731		




JL 5



JL 5 ST




JL 5 SH



JL 5 ST SH

JUDKINS LEFT 6

			5F	6F	7F	8F
JL 6	Judkins Left 6			670-010-00	778-010-00	588-854
JL 6 (125 cm)	Judkins Left 6, 125 cm				SM7445	



JL 6



Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, техника Judkins – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



JUDKINS CURVED LEFT 3.5

5F

6F

7F

8F

JCL 3.5

Judkins Curved Left 3.5

670-026-00

JCL 3.5 SH

Judkins Curved Left 3.5, 2 side holes

670-027-00



JCL 3.5



JCL 3.5 SH

JUDKINS CURVED LEFT 4

5F

6F

7F

8F

JCL 4

Judkins Curved Left 4

670-028-00

588-8108



JCL 4

JUDKINS CURVED LEFT 4.5

5F

6F

7F

8F

JCL 4.5

Judkins Curved Left 4.5

588-8110



JCL 4.5



Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, Экстра-поддержка – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



EXTRA BACK-UP 3

			5F	6F	7F	8F
	XB 2.5	Extra Back Up 2.5		SM7465		
	XB 3	Extra Back Up 3		670-052-00	778-052-00	588-829
	XB 3 LBT	Extra Back Up 3 Long VISTA BRITE TIP®	SM7328			
	XB 3 SH	Extra Back Up 3, 2 side holes		670-053-00	778-053-00	588-875
	XBC 3	Extra Back Up Circumflexa 3		670-070-00		
	XBC 3 SH	Extra Back Up Circumflexa 3, 2 side holes		670-071-00		
	XB LAD 3	Extra Back Up LAD 3		670-066-00		
	XB LAD 3 SH	Extra Back Up LAD 3, 2 side holes		670-067-00		



XB 3



XB 3 SH

EXTRA BACK-UP 3.5

			5F	6F	7F	8F
	XB 3.5 (90 cm)	Extra Back Up 3.5, 90 cm		670-054-90		
	XB 3.5	Extra Back Up 3.5		670-054-00	778-054-00	588-882
	XB 3.5 LBT	Extra Back Up 3.5 Long VISTA BRITE TIP®	556-054-0L	670-054-0L		
	XB 3.5 SH	Extra Back Up 3.5, 2 side holes		670-055-00	778-055-00	588-885
	XBC 3.5	Extra Back Up Circumflexa 3.5		670-072-00		
	XBC 3.5 SH	Extra Back Up Circumflexa 3.5, 2 side holes		670-073-00		
	XB LAD 3.5	Extra Back Up LAD 3.5		670-060-00	778-060-00	588-8100
	XB LAD 3.5 LBT	Extra Back Up LAD 3.5 Long VISTA BRITE TIP®	556-060-0L			
	XB LAD 3.5 SH	Extra Back Up LAD 3.5, 2 side holes		670-061-00	778-061-00	588-8103



XB 3.5



XB 3.5 SH



XB LAD 3.5



XBC 3.5



Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, Экстра- поддержка– VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



EXTRA BACK-UP 4

			5F	6F	7F	8F
	XB 4	Extra Back Up 4		670-056-00	778-056-00	588-894
	XB 4 LBT	Extra Back Up 4 Long VISTA BRITE TIP®	556-056-0L			
	XB 4 SH	Extra Back Up 4, 2 side holes		670-057-00	778-057-00	588-896
	XBC 4	Extra Back Up Circumflexa 4		670-074-00		
	XB LAD 4	Extra Back Up LAD 4		670-062-00	778-062-00	588-8101
	XB LAD 4 SH	Extra Back Up LAD 4, 2 side holes		670-063-00	778-063-00	



XB 4



XB 4 SH



XB LAD 4



XBC 4

EXTRA BACK-UP 4.5

			5F	6F	7F	8F
	XB 4.5	Extra Back Up 4.5		670-058-00	778-058-00	
	XB 4.5 SH	Extra Back Up 4.5, 2 side holes		670-059-00	778-059-00	
	XBC 4.5 SH	Extra Back Up 4.5 Circumflexa, 2 side holes		670-077-00		
	XB LAD 4.5	Extra Back Up LAD 4.5		670-064-00		



XB 4.5



XB 4.5 SH



XB LAD 4.5



Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, техника Amplatz – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



AMPLATZ LEFT .75

			5F	6F	7F	8F
AL .75	Amplatz Left 0.75			670-034-00	778-034-00	588-890
AL .75 SH	Amplatz Left 0.75, 2 side holes			670-035-00		



AL .75

AMPLATZ LEFT 1

			5F	6F	7F	8F
AL 1	Amplatz Left 1			670-036-00	778-036-00	588-843
AL 1 LBT	Amplatz Left 1 Long VISTA BRITE TIP®	SM7331				
AL 1 ST	Amplatz Left 1, short tip			670-044-00	778-044-00	588-870
AL 1 SH	Amplatz Left 1, 2 side holes			670-037-00	778-037-00	
AL 1 ST SH	Amplatz Left 1, short tip, 2 side holes			SM7443	778-045-00	



AL 1



AL 1 ST



AL 1 ST SH



AL 1 SH

AMPLATZ LEFT 1.5

			5F	6F	7F	8F
AL 1.5	Amplatz Left 1.5			670-038-00	778-038-00	
AL 1.5 SH	Amplatz Left 1.5, 2 side holes				778-039-00	588-878



AL 1.5



AL 1.5 ST



AL 1.5 SH



AL 1.5 ST SH



Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, техника Amplatz – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



AMPLATZ LEFT 2

			5F	6F	7F	8F
AL 2 (90 cm)	Amplatz Left 2					588-844T
AL 2	Amplatz Left 2			670-040-00	778-040-00	588-844
AL 2 LBT	Amplatz Left 2 Long VISTA BRITE TIP®	556-040-0L		670-040-0L		
AL 2 ST	Amplatz Left 2, short tip				778-048-00	
AL 2 SH	Amplatz Left 2, 2 side holes			670-041-00	778-041-00	588-848



AL 2



AL 2 ST



AL 2 SH

AMPLATZ LEFT 3

			5F	6F	7F	8F
AL 3	Amplatz Left 3			670-042-00	778-042-00	588-849
AL 3 SH	Amplatz Left 3, 2 side holes				778-043-00	588-891



AL 3



AL 3 SH



Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, техника Judkins – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



JUDKINS RIGHT 3.5

			5F	6F	7F	8F
JR 3.5	Judkins Right 3.5			670-080-00	778-080-00	588-855
JR 3.5 LBT	Judkins Right 3.5 Long VISTA BRITE TIP®	556-080-0L				
JR 3.5 SH	Judkins Right 3.5, 2 side holes			670-081-00	778-081-00	588-828



JUDKINS RIGHT 4

			5F	6F	7F	8F
JR 4 (90 cm)	Judkins Right 4			670-082-90		
JR 4	Judkins Right 4			670-082-00	778-082-00	588-830
JR 4 LBT	Judkins Right 4 Long VISTA BRITE TIP®	556-082-0L		670-082-0L		
JR 4 ST	Judkins Right 4 short tip			670-090-00	778-090-00	
JR 4 SH	Judkins Right 4, 2 side holes			670-083-00	778-083-00	588-831
JR 4 (125 cm)	Judkins Right 4, 125 cm			SM7436		
JR4 ST SH	Judkins Right 4, short tip, 2 side holes	SM7426			778-091-00	



JUDKINS CURVED RIGHT 4

			5F	6F	7F	8F
JCR 4	Judkins Curved Right 4			670-098-00		



Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, техника Judkins – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



JUDKINS RIGHT 4.5

			5F	6F	7F	8F
	JR 4.5 ST	Judkins Right 4.5 short tip			778-092-00	



JR 4.5 ST

JUDKINS RIGHT 5

			5F	6F	7F	8F
	JR 5	Judkins Right 5		670-084-00	778-084-00	588-856
	JR 5 LBT	Judkins Right 5 Long VISTA BRITE TIP®	SM7330			
	JR 5 SH	Judkins Right 5, 2 side holes			778-085-00	



JR 5



JR 5 ST



JR 5 SH



Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, экстра-поддержка – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



RIGHT CORONARY EXTRA BACK-UP SHAPES

		5F	6F	7F	8F
XBR 1	Extra Back up Right 1		670-122-00		
XBR 1 SH	Extra Back up Right 1, 2 side holes		670-123-00		
XBR 2	Extra Back up Right 2		670-124-00		
XBR CA	Extra Back up Right CA		670-126-00		
XBR CA SH	Extra Back up Right CA, 2 side holes		670-127-00		



XBR 1



XBR 2



XBR CA

WILLIAMS TECHNIQUE

		5F	6F	7F	8F
3DRC	Right Coronary 3 Dimensional		670-130-00		
3DRC SH	Right Coronary 3 Dimensional, 2 side holes		670-131-00		



3 DRC



Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, техника Amplatz – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®

AMPLATZ RIGHT 1

			5F	6F	7F	8F
AR 1	Amplatz Right 1			670-110-00	778-110-00	588-845
AR 1 LBT	Amplatz Right 1 Long VISTA BRITE TIP®	SM7333		670-110-0L		
AR 1 SH	Amplatz Right 1, 2 side holes			670-111-00	778-111-00	588-836



AR 1



AR 1 SH

AMPLATZ RIGHT 2

			5F	6F	7F	8F
AR 2	Amplatz Right 2			670-112-00	778-112-00	588-846
AR 2 LBT	Amplatz Right 2 Long VISTA BRITE TIP®	556-112-0L		670-112-0L		
AR 2 SH	Amplatz Right 2, 2 side holes			670-113-00	778-113-00	588-837



AR 2



AR 2 SH



Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, техника Noto – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



NOTO TECHNIQUE

5F

6F


7F

8F

NR 4

Noto Technique Right 4

670-120-00



NR 4



Проводниковые катетеры

Трансрадиальный / брахиальный доступ – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



TRANSRADIAL TECHNIQUE

		5F*	6F	7F	8F
JFL	Left Transradial	556-162-0L	670-162-00		
JFL ST	Left Transradial, short tip		670-164-00		
JFL LT	Left Transradial, long tip		670-166-00		
JFR	Right Transradial	556-168-0L	670-168-00		
JFR ST	Right Transradial, short tip		670-170-00		
RB	Radiobrachial	556-172-0L	670-172-00		
BARBEAU	Barbeau	556-174-0L	670-174-00		
RBL 4.0	Radial Bi-lateral 4.0		SM7717		
RBL 5.0	Radial Bi-lateral 5.0		SM7718		
BL (Tilon)	Brachial Left Bi-lateral		SM7636		



* 5F - это LONG VISTA BRITE TIP



Проводниковые катетеры

Многоцелевые – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



MULTIPURPOSE A 1

			5F	6F	7F	8F
	MPA 1 LBT	Multipurpose A 1 Long VISTA BRITE TIP®	556-270-0L			
	MPA 1	Multipurpose A 1		670-270-00	778-270-00	588-842
	MPA 1 LBT	Multipurpose A 1 Long VISTA BRITE TIP®		670-270-0L		
	MPA 1 SH	Multipurpose A 1, 2 side holes		670-271-00	778-271-00	588-892
	MPA 1 (125 cm)	Multipurpose A 1, 125 cm			SM7206	
	MPA 2 (125 cm)	Multipurpose A 2, 125 cm		SM7394		
	MPA 1(115 cm)	Multipurpose A1, 115 m		SM7462		



MPA 1



MPA 1 SH



MPA 2

MULTIPURPOSE B 1

			5F	6F	7F	8F
	MPB 1	Multipurpose B 1		670-272-00		
	MPB 1 SH	Multipurpose B 1, 2 side holes			778-273-00	



MPB 1



MPB 1 SH

HOCKEY STICK

			5F	6F	7F	8F
	H-STICK	Hockey Stick		670-278-00	778-278-00	588-841
	H-STICK LBT	Hockey Stick Long VISTA BRITE TIP®	556-278-0L	670-278-0L		
	H-STICK SH	Hockey Stick, 2 side holes		670-279-00	778-279-00	588-850



H-STICK



H-STICK SH



Проводниковые катетеры

Bypass – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



LEFT CORONARY BYPASS

			5F	6F	7F	8F
LCB	Left Coronary Bypass			670-180-00	778-180-00	588-815
LCB LBT	Left Coronary Bypass Long VISTA BRITE TIP®	SM7327				
LCB SH	Left Coronary Bypass, 2 side holes			670-181-00	778-181-00	



LCB




LCB SH

RIGHT CORONARY BYPASS

			5F	6F	7F	8F
RCB	Right Coronary Bypass			670-182-00	778-182-00	588-816
RCB SH	Right Coronary Bypass, 2 side holes			670-183-00	778-183-00	



RCB



RCB SH

INTERNAL MAMMARY

			5F	6F	7F	8F
IM (90 cm)	Internal Mammary, 90 cm			670-190-90		
IM	Internal Mammary			670-190-00	778-190-00	588-817
IM LBT	Internal Mammary Long VISTA BRITE TIP®	556-190-0L				
IM SH	Internal Mammary, 2 side holes			670-191-00	778-191-00	588-820



Проводниковые катетеры

ECO-PAC® Five pacs – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



LEFT CORONARY JUDKINS TECHNIQUE

			5F	6F	7F	8F
JL 4	Judkins Left 4			670-004-0E	778-004-0E	
JL4 2SH	Judkins Right 4 with 2 Side Holes			SM7428		

LEFT CORONARY EXTRA BACK-UP SHAPES

			5F	6F	7F	8F
XB 3.5	Extra Back Up 3.5			670-054-0E		

RIGHT CORONARY JUDKINS TECHNIQUE

			5F	6F	7F	8F
JR 4	Judkins Right 4			670-082-0E	778-082-0E	
JR4 2SH	Judkins Right 4 with 2 Side Holes			SM7427		

