

Проводниковые катетеры

5 Общая информация

VISTA BRITE TIP®

VISTA BRITE TIP® IG



Проводниковые катетеры

VISTA BRITE TIP®

Проводниковые катетеры имеют очень большой просвет и выпускаются в различных вариантах формы для повышения точности позиционирования инструментов. Корпорация Cordis также разработала катетер со Сверхбольшим просветом (внутренний диаметр 6F - 0.070") VISTA BRITE TIP®. Просвет такого размера позволяет врачу манипулировать устройством с внешним диаметром 6F при сохранении характеристик катетера VISTA BRITE TIP®.


VISTA BRITE TIP® IG

Сочетает в себе качества и рабочие характеристики проводникового катетера VISTA BRITE TIP® с достоинствами интродьюсера AVANTI®+ в одном уникальном устройстве.



Проводниковые катетеры

Армирование



- Длины: 55 см/90 см/95 см/125 см
- 1 шт. В упаковке



Проводниковые катетеры

VISTA BRITE TIP®

- Армированный shaft
- Увеличенный внутренний просвет
- Отлично подходит для извилистых сосудов
- Кончик с памятью формы
- Рентгеноконтрастный дистальный кончик
- Большой выбор формы

VISTA BRITE TIP® IG

- Комбинация проводникового катетера и интродьюсера
- Армированный shaft
- Можно обходиться без интродьюсера – меньший размер прокола
- Уникальный гемостатический клапан SLIX™ для минимальных потерь крови









- Увеличенный внутренний просвет
- Отлично подходит для извилистых сосудов
- Кончик с памятью формы
- Рентгеноконтрастный дистальный кончик
- Большой выбор формы
- Поставляется совместно с дилатором

Длина (см)	6F .070"		7F .078"		8F .088"		9F .098"	
	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® IG	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® IG	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® IG	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® IG
Straight (str)								
55	670-280-55	778-280-55		588-843P	403-8553S		598-943P	
90	670-280-90	778-280-90		588-844P			598-944P	
95					403-8953S			
Multipurpose								
55	670-270-55		403-7553M	588-840P	403-8553M			
90	670-270-90	778-270-90		588-842P			598-942P	
95					403-8953M			403-9953M
80			SRA0001IG					
Multipurpose (MPC)								
95				588-8206*			598-9206	
Multipurpose (MPD)								
95				588-8207*			598-9207	
Hockey stick								
55	55670-278-55	778-278-55	403-7553H	588-841P	403-8553H			

* Для сонных артерий



Проводниковые катетеры

Длина (см)	6F .070"		7F .078"		8F .088"		9F .098"	
								
	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® IG	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® IG	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® IG	Vista Brite Tip® IG
Renal Curve I (small)								
55	670-210-55	778-210-55	403-7553R	588-845P	403-8553R	598-945P		
Renal Curve (adult)								
55	670-212-55	778-212-55	403-7553A	588-846P	403-8553A	598-946P		
J-Curve								
55	670-214-55	778-214-55						
Contralateral I								
55		778-222-55	403-7553C	588-857P	403-8553C			
Contralateral II								
55		778-224-55		588-858P				
Vertebral								
90		778-216-90		588-847P				

Проводниковые катетеры

Длина (см)	6F .070"		7F .078"		8F .088"		9F .098"	
	Vista Brite Tip®		Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® IG	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® IG	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® IG
Modified Cerebral Burke (CBL)								
90	670-218-90		778-250-90		588-848P			
95					588-8200*	403-8953B		
Headhunter (H1)								
95					588-8202*			
Modified Headhunter Carotid								
95					588-8201*			
Judkins right 4 (JR4)								
55	670-082-55					SRA0004IG		
Internal Mammary								
55	670-190-55							

* Для сонных артерий



Проводниковые катетеры

Sidewinder Simmons Technique

	6F .070"	7F .078"	8F .088"	9F .098"
Длина (см)				
	Vista Brite Tip®	Vista Brite Tip® Vista Brite Tip® IG	Vista Brite Tip® Vista Brite Tip® IG	Vista Brite Tip® Vista Brite Tip® IG

Sidewinder Simmons Technique I I (SIM2)



90

SRA0173IG

